

 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 1 de 131

DATOS GENERALES							
ENTIDAD CONTRATANTE:	SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES						
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	REPOTENCIACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TANATOLOGÍA Y PATOLOGÍA DE LAS SALAS DE AUTOPSIAS A NIVEL NACIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES						
CPC A NIVEL 5	87159						
DESCRIPCIÓN DEL CPC	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE						
	MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P.						
CPC A NIVEL 9	871591411						
DESCRIPCIÓN DEL CPC	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRA						
	MAQUINARIA PARA FINES ESPECIALES N.C.P.						
UNIDAD REQUIERENTE:	COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS DE MEDICINA LEGAL						
FECHA:	17 de julio del 2023						

DETALLE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA TIPO: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								
	CENTRO FORENSE ZONAL 1 - ESMERALDAS							
EQUIPO A INTERVENIR	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD REQUERID A			
Mesa de Autopsia	Health Pro	AST-50	HAST071410	Trabajos a Realizar: -Realizar limpieza integral del equipo. -Realizar lubricación de partes móviles o deslizantes del equipo. -Revisión y mantenimiento del sistema eléctrico de alimentación del equipo. -Revisión de tomacorrientes, limpieza y ajuste de bornes (reemplazo de ser necesario). - Cambio de botones de paso de energía por botones con protección anti fluido de ser necesario. -Revisión, regulación y lubricación del sistema hidráulico de elevación	1			





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

Página 2 de 131

				(servomotores).	
				-Revisión y ajuste de Grifería, hidro- succionadores y mangueras de presión de agua (cambio de juntas y elementos averiados de ser necesario).	
				-Revisión y reajuste del sistema de tuberías y mangueras de desagüe (reemplazo de ser necesario).	
				-Puesta en óptimo modo de funcionamiento del equipo.	
				Trabajos a Realizar:	
				-Realizar limpieza integral del equipo.	
	Health Pro		HAST071407	-Realizar lubricación de partes móviles o deslizantes del equipo.	
				-Revisión y mantenimiento del sistema eléctrico de alimentación del equipo.	
Mesa de				-Revisión de tomacorrientes, limpieza y ajuste de bornes (reemplazo de ser necesario).	
Autopsia		AST-50		- Cambio de botones de paso de energía por botones con protección anti fluido de ser necesario.	1
				-Revisión, regulación y lubricación del sistema hidráulico de elevación (servomotores).	
				-Revisión y ajuste de Grifería, hidro- succionadores y mangueras de presión de agua (cambio de juntas y elementos averiados de ser necesario).	
				-Revisión y reajuste del sistema de tuberías y mangueras de desagüe	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

Página 3 de 131

				(reemplazo de ser necesario).	
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
				-Puesta en óptimo modo de funcionamiento del equipo.	
				Trabajos a Realizar:	
				-Realizar limpieza integral del equipo.	
				-Realizar lubricación de partes móviles o deslizantes del equipo.	
	Health Pro AST-50		HAST071401	-Revisión y mantenimiento del sistema eléctrico de alimentación del equipo.	
				-Revisión de tomacorrientes, limpieza y ajuste de bornes (reemplazo de ser necesario).	
Mesa de		AST-50		- Cambio de botones de paso de energía por botones con protección anti fluido de ser necesario.	
Autopsia				-Revisión, regulación y lubricación del sistema hidráulico de elevación (servomotores).	1
				-Revisión y ajuste de Grifería, hidro- succionadores y mangueras de presión de agua (cambio de juntas y elementos averiados de ser necesario).	
				-Revisión y reajuste del sistema de tuberías y mangueras de desagüe (reemplazo de ser necesario).	
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
				-Puesta en óptimo modo de funcionamiento del equipo.	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

Página 4 de 131

				Trabajos a realizar: -Realizar limpieza integral del equipo. -Realizar limpieza de las superficies ópticas del equipo como lentes, filtros, vidrios y reflectores. -Limpieza y revisión de cámara y	
Lámpara	Infimed	OL-022	4198447430	pantalla de proyección. -Verificar el buen estado de cables de alimentación eléctrica y cables de comunicación del equipo (reemplazarlos de ser necesario). -Verificar voltajes de entrada y salida del transformador eléctrico del equipo (remplazarlo de ser necesario).	1
Cielíticas				-Verificar el voltaje de alimentación y el buen funcionamiento de los focos led (reemplazar de ser necesario).	
				-Lubricar partes móviles y articulaciones del equipo.	
				-Ajuste de base principal del equipo.-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
					-Puesta en óptimo modo de funcionamiento de cámara – video cámara del equipo.
				-Comprobar el óptimo funcionamiento del equipo en todos sus modos de operación.	
Lámpara Cielíticas	Infimed	OL-022	4198447289	Trabajos a realizar: -Realizar limpieza integral del equipo.	1





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 5 de 131

	I				
				-Realizar limpieza de las superficies ópticas del equipo como lentes, filtros, vidrios y reflectores.	
				-Limpieza y revisión de cámara y pantalla de proyección.	
				-Verificar el buen estado de cables de alimentación eléctrica y cables de comunicación del equipo (reemplazarlos de ser necesario).	
				-Verificar voltajes de entrada y salida del transformador eléctrico del equipo (remplazarlo de ser necesario).	
				-Verificar el voltaje de alimentación y el buen funcionamiento de los focos led (reemplazar de ser necesario).	
				-Lubricar partes móviles y articulaciones del equipo.	
				-Ajuste de base principal del equipo.	
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
				-Puesta en óptimo modo de funcionamiento de cámara – video cámara del equipo.	
				-Comprobar el óptimo funcionamiento del equipo en todos sus modos de operación.	
				Trabajos a realizar:	
Cámara Frigorífica	Compac line	HCM022E 20N	20D1508681 13H3700021	-Realizar limpieza química integral del equipo, tanto del evaporador como del condensador.	1
			0	-Verificación e inspección de líneas de acometida eléctrica y parámetros eléctricos necesarios para la correcta operatividad de las cámaras	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 6 de 131

I	frigoríficas (ı	real	izar	el ree	emp	lazo	del
	cableado,	ele	mer	itos	el	éctri	cos,
	electrónicos	У	de	cont	rol	de	ser
	necesario).						

- -Revisión de elementos de seguridad: alarmas, apertura de seguridad (reemplazo de elementos averiados de ser necesario).
- -Revisión de circuito eléctrico de unidad evaporadora y condensadora.
- -Mantenimiento y revisión de electro ventiladores de unidad evaporadora y condensadora.
- -Revisión y regulación de presiones de baja y alta de operación del sistema.
- -Revisión de tubería y válvulas de servicio del sistema (realizar reparación o reemplazar elementos averiados de ser necesario).
- -Realizar recarga de gas refrigerante de ser necesario.
- -Limpieza y revisión de bandeja de desagüe.
- -Cambio de empaques y corrección de espuma aislante en puertas y paredes.
- -Lubricación y ajuste de puertas bisagras y seguros de puerta de ingreso (remplazo de elementos averiados de ser necesario).
- -Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.
- -Puesta en óptimo funcionamiento de la cámara frigorífica.





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

Página 7 de 131

				Trabajos a realizar:	
				-Realizar limpieza química integral del equipo, tanto del evaporador como del condensador.	
				-Verificación e inspección de líneas de acometida eléctrica y parámetros eléctricos necesarios para la correcta operatividad de las cámaras frigoríficas (realizar el reemplazo del cableado, elementos eléctricos, electrónicos y de control de ser necesario).	
				-Revisión de elementos de seguridad: alarmas, apertura de seguridad (reemplazo de elementos averiados de ser necesario).	
Cámara	Compac line	HCM022E 20N	HCM022520 M	-Revisión de circuito eléctrico de unidad evaporadora y condensadora.	
Frigorífica				-Revisión de la unidad evaporadora (reemplazar de ser necesario).	1
				-Mantenimiento y revisión de electro ventiladores de unidad evaporadora y condensadora.	
				-Revisión y regulación de presiones de baja y alta de operación del sistema.	
				-Revisión de tubería y válvulas de servicio del sistema (realizar reparación o reemplazar elementos averiados de ser necesario).	
				-Realizar recarga de gas refrigerante de ser necesario.	
				-Limpieza y revisión de bandeja de desagüe.	
				-Cambio de empaques y corrección de espuma aislante en puertas y	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 8 de 131
 11/07/2022
 8 de 131
 11/07/2022
 11/07/2022
 11/07/2022
 11/07/2022
 11/07/2022
 11/07/2022
 11/07/2022
 11/07/2022
 11/07/2022
 11/07/2022
 11/07/2022
 11/07/2022
 11/07/2022
 11/07/2022
 11/07/2022
 11/07/2022
 11/07/2022
 11/07/2022
 11/07/2022
 11/07/2022
 11/07/2022
 11/07/2022
 11/07/2022
 11/07/2022
 11/07/2022
 11/07/2022
 11/07/2022
 11/07/2022
 11/07/2022
 11/07/2022
 11/07/2022
 11/07/2022
 11/07/2022
 11/07/2022
 11/07/2022
 11/07/2022
 11/07/2022
 11/07/2022
 11/07/2022
 11/07/2022
 11/07/2022
 11/07/2022
 11/07/2022
 11/07/2022
 11/07/2022
 11/07/2022
 11/07/2022
 11/07/2022
 11/07/2022
 11/07/2022
 11/07/2022
 11/07/2022
 11/07/2022
 11/07/2022
 11/07/2022
 11/07/2022
 11/07/2022
 11/07/2022
 11/07/2022
 11/07/2022
 11/07/2022
 11/07/2

				paredes.	
				-Lubricación y ajuste de puertas bisagras y seguros de puerta de ingreso (remplazo de elementos averiados de ser necesario).	
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
				-Puesta en óptimo funcionamiento de la cámara frigorífica.	
				REPUESTOS	CANT
				-Unidad Evaporadora.	1
				Trabajos a realizar:	
				-Realizar limpieza química integral del equipo, tanto del evaporador como del condensador. -Verificación e inspección de líneas	
Cámara	Compac	HCM022E	HCM022161	de acometida eléctrica y parámetros eléctricos necesarios para la correcta operatividad de las cámaras frigoríficas (realizar el reemplazo del cableado, elementos eléctricos, electrónicos y de control de ser necesario).	
Frigorífica	line	20N	4	-Revisión de elementos de seguridad: alarmas, apertura de seguridad (reemplazo de elementos averiados de ser necesario).	1
				-Revisión de circuito eléctrico de unidad evaporadora y condensadora.	
				-Revisión de unidad condensadora (reemplazar de ser necesario)	
				-Mantenimiento y revisión de electro ventiladores de unidad evaporadora y condensadora.	
				-Revisión y regulación de presiones	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 9 de 131
 Fecha:
 11/07/2022

				de baja y alta de operación del sistema. -Revisión de tubería y válvulas de servicio del sistema (realizar reparación o reemplazar elementos averiados de ser necesario). -Realizar recarga de gas refrigerante de ser necesario. -Limpieza y revisión de bandeja de desagüe. -Cambio de empaques y corrección de espuma aislante en puertas y paredes. -Lubricación y ajuste de puertas bisagras y seguros de puerta de ingreso (remplazo de elementos averiados de ser necesario). -Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo. -Puesta en óptimo funcionamiento de la cámara frigorífica.	
				REPUESTOS	CAN
				-Unidad Condensadora.	1
				Trabajos a realizar:	
				-Realizar limpieza química integral del equipo, tanto del evaporador como del condensador.	
Cámara Frigorífica	Compac line	HCM022E 20N	0071441AM 1614	-Verificación e inspección de líneas de acometida eléctrica y parámetros eléctricos necesarios para la correcta operatividad de las cámaras frigoríficas (realizar el reemplazo del cableado, elementos eléctricos, electrónicos y de control de ser necesario).	1





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 10 de
 131

Cámara Frigorífica	Compac line	HCM022E 20N	0071447AM 1614	Trabajos a realizar: -Realizar limpieza química integral del equipo, tanto del evaporador como del condensador.	1
				-Puesta en óptimo funcionamiento de la cámara frigorífica.	
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
				-Lubricación y ajuste de puertas bisagras y seguros de puerta de ingreso (remplazo de elementos averiados de ser necesario).	
				-Cambio de empaques y corrección de espuma aislante en puertas y paredes.	
				-Limpieza y revisión de bandeja de desagüe.	
				-Realizar recarga de gas refrigerante de ser necesario.	
				-Revisión de tubería y válvulas de servicio del sistema (realizar reparación o reemplazar elementos averiados de ser necesario).	
				-Revisión y regulación de presiones de baja y alta de operación del sistema.	
				-Mantenimiento y revisión de electro ventiladores de unidad evaporadora y condensadora.	
				-Revisión de circuito eléctrico de unidad evaporadora y condensadora.	
				-Revisión de elementos de seguridad: alarmas, apertura de seguridad (reemplazo de elementos averiados de ser necesario).	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 11 de
 131

-Verificación e inspección de líneas de acometida eléctrica y parámetros eléctricos necesarios para la correcta operatividad de las cámaras frigoríficas (realizar el reemplazo del cableado, elementos eléctricos, electrónicos y de control de ser necesario).

-Revisión de elementos de seguridad: alarmas, apertura de seguridad (reemplazo de elementos averiados de ser necesario).

-Revisión de circuito eléctrico de unidad evaporadora y condensadora.

-Mantenimiento y revisión de electro ventiladores de unidad evaporadora y condensadora.

-Revisión y regulación de presiones de baja y alta de operación del sistema.

-Revisión de tubería y válvulas de servicio del sistema (realizar reparación o reemplazar elementos averiados de ser necesario).

-Realizar recarga de gas refrigerante de ser necesario.

-Limpieza y revisión de bandeja de desagüe.

-Cambio de empaques y corrección de espuma aislante en puertas y paredes.

-Lubricación y ajuste de puertas bisagras y seguros de puerta de ingreso (remplazo de elementos averiados de ser necesario).

-Arreglo o reparación de fallas





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 12 de 131
 12 de 131
 12 de 131
 13 de 131</td

				ocultas encontradas en el equipo.	
				-Puesta en óptimo funcionamiento de la cámara frigorífica.	
				Trabajos a realizar:	
				-Realizar limpieza química integral del equipo, tanto del evaporador como del condensador.	
	Compac	HCM022E 20N	0754535200 0210	-Verificación e inspección de líneas de acometida eléctrica y parámetros eléctricos necesarios para la correcta operatividad de las cámaras frigoríficas (realizar el reemplazo del cableado, elementos eléctricos, electrónicos y de control de ser necesario).	
Cámara				-Revisión de elementos de seguridad: alarmas, apertura de seguridad (reemplazo de elementos averiados de ser necesario).	
frigorífica				-Revisión de circuito eléctrico de unidad evaporadora y condensadora.	1
				-Mantenimiento y revisión de electro ventiladores de unidad evaporadora y condensadora.	
				-Revisión y regulación de presiones de baja y alta de operación del sistema.	
				-Revisión de tubería y válvulas de servicio del sistema (realizar reparación o reemplazar elementos averiados de ser necesario).	
				-Realizar recarga de gas refrigerante de ser necesario.	
				-Limpieza y revisión de bandeja de desagüe.	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 13 de 131
 13

				-Cambio de empaques y corrección de espuma aislante en puertas y paredes. -Lubricación y ajuste de puertas bisagras y seguros de puerta de ingreso (remplazo de elementos averiados de ser necesario). -Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo. -Puesta en óptimo funcionamiento de la cámara frigorífica.	
Carrito Elevador	Autopsy strecthe r/health pro	BFCX- 1300	EC16503	Trabajos a realizar: -Realizar limpieza integral del equipo. -Realizar la revisión integral y mantenimiento del sistema eléctrico y electrónico del equipo. -Revisión y mantenimiento del sistema hidráulico del equipo. -Revisión y mantenimiento del módulo de carga de baterías. -Revisión y mantenimiento de las baterías del equipo. -Realizar trabajos de reajuste de elementos de sujeción del equipo. -Realizar lubricación de partes móviles y partes deslizantes del equipo. -Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo. -Puesta en óptimo modo de funcionamiento del equipo.	1





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

Página 14 de 131

SERVICIO N	SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - PLANTA CENTRAL QUITO.						
EQUIPO A INTERVENIR	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD REQUERIDA		
				Trabajos a Realizar:			
				-Realizar limpieza integral del equipo.			
				-Realizar lubricación de partes móviles o deslizantes del equipo.			
				-Revisión y mantenimiento del sistema eléctrico de alimentación del equipo.			
Mesas de Autopsia mortech		S/M	08056	-Revisión de tomacorrientes, limpieza y ajuste de bornes (reemplazo de ser necesario).			
	mortech S/M			- Cambio de botones de paso de energía por botones con protección anti fluido de ser necesario.			
				-Revisión, regulación y lubricación del sistema hidráulico de elevación (servomotores).	1		
			-Revisión y ajuste de Grifería, hidro-succionadores y mangueras de presión de agua (cambio de juntas y elementos averiados de ser necesario).				
				-Revisión y reajuste del sistema de tuberías y mangueras de desagüe (reemplazo de ser necesario).			
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.			
				-Puesta en óptimo modo de			





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 15 de 131
 15 de 131
 15 de 131

				funcionamiento del equipo.	
				Trabajos a Realizar:	
				-Realizar limpieza integral del equipo.	
				-Realizar lubricación de partes móviles o deslizantes del equipo.	
				-Revisión y mantenimiento del sistema eléctrico de alimentación del equipo.	
				-Revisión de tomacorrientes, limpieza y ajuste de bornes (reemplazo de ser necesario).	
				 Cambio de botones de paso de energía por botones con protección anti fluido de ser necesario. 	
Mesas de Autopsia	mortech	S/M	08055	-Revisión, regulación y lubricación del sistema hidráulico de elevación (servomotores).	1
				-Revisión y ajuste de Grifería, hidro-succionadores y mangueras de presión de agua (cambio de juntas y elementos averiados de ser necesario).	
				-Revisión y reajuste del sistema de tuberías y mangueras de desagüe (reemplazo de ser necesario).	
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
				-Puesta en óptimo modo de funcionamiento del equipo.	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 16 de 131
 16 de 131
 16 de 131
 16 de 131
 17 de 131
 17 de 131
 18 de 131</td

				Trabajos a Realizar:	
				-Realizar limpieza integral del equipo.	
				-Realizar lubricación de partes móviles o deslizantes del equipo.	
				-Revisión y mantenimiento del sistema eléctrico de alimentación del equipo.	
				-Revisión de tomacorrientes, limpieza y ajuste de bornes (reemplazo de ser necesario).	
				- Cambio de botones de paso de energía por botones con protección anti fluido de ser necesario.	
Mesas de Autopsia	mortech	S/M	08054	-Revisión, regulación y lubricación del sistema hidráulico de elevación (servomotores).	1
				-Revisión y ajuste de Grifería, hidro-succionadores y mangueras de presión de agua (cambio de juntas y elementos averiados de ser necesario).	
				-Revisión y reajuste del sistema de tuberías y mangueras de desagüe (reemplazo de ser necesario).	
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
				-Puesta en óptimo modo de funcionamiento del equipo.	
Lámpara	ORDISI	E08780	L21-25	Trabajos a realizar:	1





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 17 de
 131

Cielítica			56073	-Realizar limpieza integral extrema del equipo.	
				-Realizar limpieza de las superficies ópticas del equipo como lentes, filtros, vidrios y reflectores.	
				-Verificar el buen estado de cables de alimentación del equipo y reemplazarlos de ser necesario.	
				-Verificar voltajes de entrada y salida del transformador eléctrico del equipo, remplazarlo de ser necesario.	
				-Verificar el voltaje de alimentación y el buen funcionamiento de los focos, reemplazar de ser necesario.	
				-Lubricar partes móviles y articulaciones del equipo.	
				-Puesta en óptimo modo de funcionamiento de cámara – video cámara del equipo.	
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
				-Comprobar el óptimo funcionamiento del equipo en todos sus modos de operación.	
				Trabajos a realizar:	
Lámpara Cielítica	ORDISI	E08780	L21-25 56072	-Realizar limpieza integral del equipo.	1
				-Realizar limpieza de las superficies ópticas del equipo como lentes, filtros, vidrios y	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 18 de 131
 18 de 18
 18

				reflectores.	
				-Limpieza y revisión de cámara y pantalla de proyección.	
				-Verificar el buen estado de cables de alimentación eléctrica y cables de comunicación del equipo (reemplazarlos de ser necesario).	
				-Verificar voltajes de entrada y salida del transformador eléctrico del equipo (remplazarlo de ser necesario).	
				-Verificar el voltaje de alimentación y el buen funcionamiento de los focos led (reemplazar de ser necesario).	
				-Lubricar partes móviles y articulaciones del equipo.	
				-Ajuste de base principal del equipo.	
				-Puesta en óptimo modo de funcionamiento de cámara – video cámara del equipo.	
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
				-Comprobar el óptimo funcionamiento del equipo en todos sus modos de operación.	
				Trabajos a realizar:	
Lámpara Cielítica	ORDISI	E08780	L21-25 56069	-Realizar limpieza integral del equipo.	1
				-Realizar limpieza de las superficies ópticas del equipo	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 19 de
 131

				como lentes, filtros, vidrios y reflectores.	
				-Limpieza y revisión de cámara y pantalla de proyección.	
				-Verificar el buen estado de cables de alimentación eléctrica y cables de comunicación del equipo (reemplazarlos de ser necesario).	
				-Verificar voltajes de entrada y salida del transformador eléctrico del equipo (remplazarlo de ser necesario).	
				-Verificar el voltaje de alimentación y el buen funcionamiento de los focos led (reemplazar de ser necesario).	
				-Lubricar partes móviles y articulaciones del equipo.	
				-Ajuste de base principal del equipo.	
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
				-Comprobar el óptimo funcionamiento del equipo en todos sus modos de operación.	
				Trabajos a realizar:	
Camilla				-Realizar limpieza integral del equipo.	
Transportador a de cadáveres	MORTE CH	SN	059456	-Realizar lubricación de partes rodantes, engranajes y partes deslizantes del equipo (cambiar elementos con signos de deterioro de ser necesario).	1





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

Página 20 de 131

				-Realizar reajuste y trabajos de sincronización del sistema de frenado del equipo (cambiar elementos con signo de deterioro de ser necesario). -Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo. -Puesta en óptimo modo de funcionamiento del equipo.	
Camilla Transportador a de cadáveres	MORTE CH	SN	059455	Trabajos a realizar: -Realizar limpieza integral del equipo. -Realizar lubricación de partes rodantes, engranajes y partes deslizantes del equipo (cambiar elementos con signos de deterioro de ser necesario). -Realizar reajuste y trabajos de sincronización del sistema de frenado del equipo (cambiar elementos con signo de deterioro de ser necesario). -Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo. -Puesta en óptimo modo de funcionamiento del equipo.	1
Camilla Transportador a de cadáveres	MORTE CH	SN	059454	Trabajos a realizar: -Realizar limpieza integral del equipo. -Realizar lubricación de partes rodantes, engranajes y partes deslizantes del equipo (cambiar elementos con signos de	1





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 21 de 131
 131

				deterioro de ser necesario).	
				-Realizar reajuste y trabajos de sincronización del sistema de frenado del equipo (cambiar elementos con signo de deterioro de ser necesario).	
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
				-Puesta en óptimo modo de funcionamiento del equipo.	
				Trabajos a realizar:	
				-Realizar limpieza integral del equipo.	
Camilla				-Realizar lubricación de partes rodantes, engranajes y partes deslizantes del equipo (cambiar elementos con signos de deterioro de ser necesario).	
Transportador	MORTE CH SN	SN	059453	-Realizar reajuste y trabajos de sincronización del sistema de frenado del equipo (cambiar elementos con signo de deterioro de ser necesario).	1
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
				-Puesta en óptimo modo de funcionamiento del equipo.	
				Trabajos a realizar:	
Camilla Transportador	MORTE CH	SN	059457	-Realizar limpieza integral del equipo.	1
a de cadáveres	3			-Realizar lubricación de partes rodantes, engranajes y partes deslizantes del equipo (cambiar	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 22 de 131
 131

				elementos con signos de deterioro de ser necesario). -Realizar reajuste y trabajos de sincronización del sistema de frenado del equipo (cambiar elementos con signo de deterioro de ser necesario). -Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo. -Puesta en óptimo modo de funcionamiento del equipo.	
Cámara frigorífica #4	RIVACO	STLO12Z0 14-G4	190506 08	Trabajos a realizar: -Realizar limpieza química integral del equipo, tanto del evaporador como del condensador. -Verificación e inspección de líneas de acometida eléctrica y parámetros eléctricos necesarios para la correcta operatividad de las cámaras frigoríficas (realizar el reemplazo del cableado, elementos eléctricos, electrónicos y de control de ser necesario). -Revisión de elementos de seguridad: alarmas, apertura de seguridad (reemplazo de elementos averiados de ser necesario). -Revisión de circuito eléctrico de unidad evaporadora y condensadora. -Mantenimiento y revisión de electro ventiladores de unidad evaporadora y condensadora.	1





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 23 de 131
 131

				-Revisión y regulación de presiones de baja y alta de operación del sistema. -Revisión de tubería y válvulas de servicio del sistema (realizar reparación o reemplazar elementos averiados de ser necesario). -Realizar recarga de gas refrigerante de ser necesario. -Limpieza y revisión de bandeja de desagüe. -Cambio de empaques y corrección de espuma aislante en puertas y paredes. -Lubricación y ajuste de puertas bisagras y seguros de puerta de ingreso (remplazo de elementos averiados de ser necesario).	
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipoPuesta en óptimo funcionamiento de la cámara frigorífica.	
Cámara frigorífica #5	RIVACO LD	STLO12Z0 14-G4	190506 10	Trabajos a realizar: -Realizar limpieza química integral del equipo, tanto del evaporador como del condensador. -Verificación e inspección de líneas de acometida eléctrica y parámetros eléctricos necesarios para la correcta operatividad de las cámaras frigoríficas (realizar el reemplazo del cableado, elementos eléctricos,	1





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 24 de 131
 131

1 ugmu 2+ uc 151
electrónicos y de control de ser necesario).
-Revisión de elementos de seguridad: alarmas, apertura de seguridad (reemplazo de elementos averiados de ser necesario).
-Revisión de circuito eléctrico de unidad evaporadora y condensadora.
-Mantenimiento y revisión de electro ventiladores de unidad evaporadora y condensadora.
-Revisión y regulación de presiones de baja y alta de operación del sistema.
-Revisión de tubería y válvulas de servicio del sistema (realizar reparación o reemplazar elementos averiados de ser necesario).
-Realizar recarga de gas refrigerante de ser necesario.
-Limpieza y revisión de bandeja de desagüe.
-Cambio de empaques y corrección de espuma aislante en puertas y paredes.
-Lubricación y ajuste de puertas bisagras y seguros de puerta de ingreso (remplazo de elementos averiados de ser necesario).
-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.
-Puesta en óptimo





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

Página 25 de 131

				funcionamiento de la cámara frigorífica.	
				Trabajos a realizar:	
				-Realizar limpieza química integral del equipo, tanto del evaporador como del condensador.	
				-Verificación e inspección de líneas de acometida eléctrica y parámetros eléctricos necesarios para la correcta operatividad de las cámaras frigoríficas (realizar el reemplazo del cableado, elementos eléctricos, electrónicos y de control de ser necesario).	
Cámara frigorífica #6	RIVACO LD	STLO12Z0 14-G4	190506 09	-Revisión de elementos de seguridad: alarmas, apertura de seguridad (reemplazo de elementos averiados de ser necesario).	1
				-Revisión de circuito eléctrico de unidad evaporadora y condensadora.	
				-Mantenimiento y revisión de electro ventiladores de unidad evaporadora y condensadora.	
				-Revisión y regulación de presiones de baja y alta de operación del sistema.	
				-Revisión de tubería y válvulas de servicio del sistema (realizar reparación o reemplazar elementos averiados de ser necesario).	
				-Realizar recarga de gas refrigerante de ser necesario.	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 26 de 131
 131

				-Limpieza y revisión de bandeja de desagüe. -Cambio de empaques y corrección de espuma aislante en puertas y paredes. -Lubricación y ajuste de puertas bisagras y seguros de puerta de ingreso (remplazo de elementos averiados de ser necesario). -Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
				-Puesta en óptimo funcionamiento de la cámara frigorífica.	
Cámara frigorífica #7	RIVACO LD	STLO12Z0 14-G4	190506 07	Trabajos a realizar: -Realizar limpieza química integral del equipo, tanto del evaporador como del condensador. -Verificación e inspección de líneas de acometida eléctrica y parámetros eléctricos necesarios para la correcta operatividad de las cámaras frigoríficas (realizar el reemplazo del cableado, elementos eléctricos, electrónicos y de control de ser necesario). -Revisión de elementos de seguridad: alarmas, apertura de seguridad (reemplazo de elementos averiados de ser necesario). -Revisión de circuito eléctrico de unidad evaporadora y condensadora.	1





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 27 de
 131

				-Mantenimiento y revisión de electro ventiladores de unidad evaporadora y condensadora.	
				-Revisión y regulación de presiones de baja y alta de operación del sistema.	
				-Revisión de tubería y válvulas de servicio del sistema (realizar reparación o reemplazar elementos averiados de ser necesario).	
				-Realizar recarga de gas refrigerante de ser necesario.	
				-Limpieza y revisión de bandeja de desagüe.	
				-Cambio de empaques y corrección de espuma aislante en puertas y paredes.	
				-Lubricación y ajuste de puertas bisagras y seguros de puerta de ingreso (remplazo de elementos averiados de ser necesario).	
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
				-Puesta en óptimo funcionamiento de la cámara frigorífica.	
				Trabajos a realizar:	
Cámara frigorífica #1	RIVACO LD	RV4B140 3	133010 94	-Realizar limpieza química integral del equipo, tanto del evaporador como del condensador.	1
				-Verificación de parámetros eléctricos necesarios para la correcta operatividad del equipo	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 28 de 131

Pagilla 20 ue 151
(realizar el reemplazo del cableado y elementos eléctricos de control de ser necesario).
-Revisión de elementos de seguridad: alarmas, aperturas de seguridad, (reemplazo de elementos averiados de ser necesario).
-Revisión de presiones de baja y alta de operación del sistema.
-Realizar reajuste de partes y elementos eléctricos del sistema.
-Limpieza de filtros del evaporador.
-Revisión de posibles fugas de gas refrigerante en uniones de tubería y válvulas de servicio (reemplazar de ser necesario).
-Realizar recarga de gas refrigerante de ser necesario.
-Revisión de resistencia de congelación del evaporador (reemplazar de ser necesario).
-Revisión del módulo de control de temperatura (reemplazar de ser necesario).
-Revisión de filtros deshidratadores del sistema. (Reemplazar de ser necesario).
-Revisión de sonda de temperatura (reemplazar de ser necesario)
-Arreglo o reparación de fallas



el

en

ocultas

encontradas



 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 29 de
 131

				equipo.	
				-Puesta en óptimo funcionamiento de la cámara frigorífica.	
				REPUESTOS	CANTIDAD
				-Módulo de control de temperatura.	1
				Trabajos a realizar:	
				-Realizar limpieza química integral del equipo, tanto del evaporador como del condensador.	
				-Verificación de parámetros eléctricos necesarios para la correcta operatividad del equipo (realizar el reemplazo del cableado y elementos eléctricos de control de ser necesario).	
Cámara frigorífica #2	RIVACO LD	RV4B140 3	133010 93	-Revisión de elementos de seguridad: alarmas, aperturas de seguridad, reemplazo de elementos averiados de ser necesario.	1
				-Revisión de presiones de baja y alta de operación del sistema.	
				-Realizar reajuste de partes y elementos eléctricos del sistema.	
				-Limpieza de filtros del evaporador.	
				-Revisión de filtros deshidratadores (reemplazar de ser necesario).	
				-Revisión de posibles fugas de	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 30 de
 131

				gas refrigerante en uniones de tubería y válvulas de servicio. -Realizar recarga de gas refrigerante de ser necesario. -Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo. -Puesta en óptimo funcionamiento de la cámara frigorífica.	
				Trabajos a realizar:	
				-Realizar limpieza química integral del equipo, tanto del evaporador como del condensador.	
				-Verificación de parámetros eléctricos necesarios para la correcta operatividad del equipo (realizar el reemplazo del cableado y elementos eléctricos de control de ser necesario)	
Cámara frigorífica #3	RIVACO LD	RV4B140 3	133010 92	-Revisión de elementos de seguridad: alarmas, aperturas de seguridad, reemplazo de elementos averiados de ser necesario.	1
				-Revisión de presiones de baja y alta de operación del sistema.	
				-Realizar reajuste de partes y elementos eléctricos del sistema.	
				-Limpieza de filtros del evaporador.	
				-Revisión de posibles fugas de	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 31 de
 131

				gas refrigerante en uniones de tubería y válvulas de servicio.	
				-Realizar recarga de gas refrigerante de ser necesario.	
				-Revisión de resistencias de congelación (reemplazar de ser necesario).	
				-Revisión de sonda de temperatura (reemplazar de ser necesario).	
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
				-Puesta en óptimo funcionamiento de la cámara frigorífica.	
				REPUESTOS	CANTIDAD
				-Módulo de control de temperatura.	1
				Trabajos a realizar:	
				-Realizar limpieza integral del equipo.	
Carrito	CEABIS	SN	SN	-Realizar la revisión integral y mantenimiento del sistema eléctrico y electrónico del equipo.	
elevador				-Revisión y mantenimiento del sistema hidráulico del equipo.	1
				-Revisión y mantenimiento del módulo de carga de baterías, reemplazar en caso de ser necesario.	
				-Revisión y mantenimiento de las baterías del equipo, reemplazar	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 32 de
 131

-Revisio	ó de ser necesario. ón del módulo base de ón de batería (reemplazar	
	necesario). o de llantas delanteras sin	
freno diámet	del equipo 150mm de ro.	
	ar trabajos de reajuste de atos de sujeción del	
	ar lubricación de partes s y partes deslizantes del	
_	o o reparación de fallas encontradas en el	
	n en óptimo modo de namiento del equipo.	
REPUE	STOS	CANTIDAD
	o de carga de baterías 00J1CH006-A).	1
	o base de conexión de , (J2CB-049).	1
-Batería	as 24V, (J1BA-001).	2

OFICINA TÉCNICA FORENSE - SANTO DOMINGO							
EQUIPO A INTERVENIR	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD REQUERIDA		
Mesa de Autopsia	MOPEC	MOC- 2000	528043 352804 29	Trabajos a Realizar: -Realizar limpieza integral del equipo.	1		





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 33 de
 131

				-Realizar lubricación de partes móviles o deslizantes del equipo.	
				-Revisión y mantenimiento del sistema eléctrico de alimentación del equipo.	
				-Revisión de tomacorrientes, limpieza y ajuste de bornes (reemplazo de ser necesario).	
				- Cambio de botones de paso de energía por botones con protección anti fluido de ser necesario.	
				-Revisión, regulación y lubricación del sistema hidráulico de elevación (servomotores).	
				-Revisión y ajuste de Grifería, hidro-succionadores y mangueras de presión de agua (cambio de juntas y elementos averiados de ser necesario).	
				-Revisión y reajuste del sistema de tuberías y mangueras de desagüe (reemplazo de ser necesario).	
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
				-Puesta en óptimo modo de funcionamiento del equipo.	
Mesa de Autopsia	MOPEC	MOC- 2000	528043 812241 00	Trabajos a Realizar: -Realizar limpieza integral del equipo. -Realizar lubricación de partes móviles o deslizantes del equipo.	1
				-Revisión y mantenimiento del sistema eléctrico de alimentación	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 34 de
 131

				del equipo.	
				-Revisión de tomacorrientes, limpieza y ajuste de bornes (reemplazo de ser necesario).	
				- Cambio de botones de paso de energía por botones con protección anti fluido de ser necesario.	
				-Revisión, regulación y lubricación del sistema hidráulico de elevación (servomotores).	
				-Revisión y ajuste de Grifería, hidro-succionadores y mangueras de presión de agua (cambio de juntas y elementos averiados de ser necesario).	
				-Revisión y reajuste del sistema de tuberías y mangueras de desagüe (reemplazo de ser necesario).	
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
				-Puesta en óptimo modo de funcionamiento del equipo.	
				Trabajos a realizar:	
				-Realizar limpieza integral del equipo.	
Lámpara Cielítica	PHILPS- BURTO N	OD11	OC200B 13006	-Realizar limpieza de las superficies ópticas del equipo como lentes, filtros, vidrios y reflectores.	1
				-Limpieza y revisión de cámara y pantalla de proyección.	
				-Verificar el buen estado de cables de alimentación eléctrica y cables	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 35 de
 131

				de comunicación del equipo (reemplazarlos de ser necesario). -Verificar voltajes de entrada y salida del transformador eléctrico del equipo (remplazarlo de ser necesario). -Verificar el voltaje de alimentación y el buen funcionamiento de los focos led (reemplazar de ser necesario). -Lubricar partes móviles y articulaciones del equipo. -Ajuste de base principal del equipo. -Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo. -Comprobar el óptimo funcionamiento del equipo en todos sus modos de operación.	
Lámpara Cielítica	PHILPS- BURTO N	OD11	OC200B 13001	Trabajos a realizar: -Realizar limpieza integral del equipo. -Realizar limpieza de las superficies ópticas del equipo como lentes, filtros, vidrios y reflectores. -Limpieza y revisión de cámara y pantalla de proyección. -Verificar el buen estado de cables de alimentación eléctrica y cables de comunicación del equipo (reemplazarlos de ser necesario). -Verificar voltajes de entrada y salida del transformador eléctrico del equipo (remplazarlo de ser necesario).	1





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 36 de
 131

				-Verificar el voltaje de alimentación y el buen funcionamiento de los focos led (reemplazar de ser necesario). -Lubricar partes móviles y articulaciones del equipo. -Ajuste de base principal del equipo. -Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo. -Comprobar el óptimo funcionamiento del equipo en todos sus modos de operación.	
Camilla Trasportador de cadáveres	MOPEC	SN	SN	-Realizar limpieza integral del equipo. -Realizar lubricación de partes rodantes, engranajes y partes deslizantes del equipo (cambiar elementos con signos de deterioro de ser necesario). -Realizar reajuste y trabajos de sincronización del sistema de frenado del equipo (cambiar elementos con signo de deterioro de ser necesario). -Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo. -Puesta en óptimo modo de funcionamiento del equipo.	1
Cámara frigorífica #1	COPELA ND		12AAR8 26M	Trabajos a realizar: -Realizar limpieza química de serpentines tanto del evaporador como del condensador. -Revisión de elementos de	1





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 37 de
 131

			seguridad: alarmas, aperturas de seguridad, reemplazo de elementos averiados de ser necesario. -Revisión de presiones y amperajes de operación del sistema. -Realizar reajuste y limpieza de partes y elementos eléctricos y electrónicos del sistema. -Revisión de ventiladores del evaporador (reemplazar de ser necesario). -Revisión de filtros deshidratados (reemplazar de ser necesario). -Revisión de posibles fugas de gas refrigerante en uniones de tubería y válvulas de servicio. -Realizar recarga de gas refrigerante de ser necesario. -Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo. -Puesta en óptimo funcionamiento de la cámara frigorífica.	
Cámara frigorífica #2	COPELA ND	12JRA05 2M	Trabajos a realizar: -Realizar limpieza química de serpentines tanto del evaporador como del condensador. -Revisión de elementos de seguridad: alarmas, aperturas de seguridad, reemplazo de elementos averiados de ser necesario. -Revisión de presiones y amperajes	1





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 38 de 131
 131

			de operación del sistema.	
			-Realizar reajuste y limpieza de partes y elementos eléctricos y electrónicos del sistema.	
			-Limpieza de filtros del evaporador.	
			-Revisión de válvula solenoide (reemplazar de ser necesario).	
			-Revisión de 3 ventiladores del evaporador que se encuentran averiados y presentan mal funcionamiento (reemplazar de ser necesario).	
			-Revisión de resistencias de congelación (reemplazar de ser necesario).	
			-Revisión de válvula de expansión (reemplazo de ser necesario).	
			-Revisión de filtros deshidratadores (reemplazar de ser necesario).	
			-Revisión de posibles fugas de gas refrigerante en uniones de tubería y válvulas de servicio.	
			-Realizar recarga de gas refrigerante de ser necesario.	
			-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
			-Puesta en óptimo funcionamiento de la cámara frigorífica.	
Cámara de congelación #3	EMBRA CO	7BOCS6 32	Trabajos a realizar: -Realizar limpieza química de serpentines tanto del evaporador como del condensador.	1





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 39 de
 131

Pagina 39 de 131
-Revisión de elementos de seguridad: alarmas, aperturas de seguridad, reemplazo de elementos averiados de ser necesario.
-Revisión de presiones y amperajes de operación del sistema.
-Realizar reajuste y limpieza de partes y elementos eléctricos y electrónicos del sistema.
-Limpieza de filtros del evaporador.
-Revisión de motor compresor de 3 hp (reemplazar de ser necesario).
-Revisión de unidad evaporadora (reemplazar de ser necesario).
-Revisión de unidad condensadora (reemplazar de ser necesario).
-Revisión de resistencia de congelación (reemplazar de ser necesario).
-Revisión de válvula solenoide (reemplazar de ser necesario).
-Revisión de paneles isotérmicos averiados (reemplazar de ser necesario).
-Revisión de termostato (reemplazar de ser necesario).
-Revisión de filtros deshidratadores (reemplazar de ser necesario).
-Revisión de posibles fugas de gas refrigerante en uniones de tubería y válvulas de servicio.
-Realizar recarga de gas





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 40 de
 131

refrigerante de ser necesario. -Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo. -Puesta en óptimo funcionamiento de la cámara frigorífica.	
REPUESTOS	CANTIDAD
-Motor compresor 3 hp	1
-Unidad evaporador	1
-Unidad condensadora.	1

OFICINA TÉCNICA FORENSE – QUEVEDO						
EQUIPO A INTERVENIR	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD REQUERIDA	
Mesa de Autopsia	MOPEC	MOC-2000	OC200 B1300 1	Trabajos a Realizar: -Realizar limpieza integral del equipo. -Realizar lubricación de partes móviles o deslizantes del equipo. -Revisión y mantenimiento del sistema eléctrico de alimentación del equipo. -Revisión de tomacorrientes, limpieza y ajuste de bornes (reemplazo de ser necesario). - Cambio de botones de paso de energía por botones con protección anti fluido de ser necesario. -Revisión, regulación y lubricación del sistema hidráulico de elevación (servomotores).	1	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 41 de 131
 131

				-Revisión y ajuste de Grifería, hidro-succionadores y mangueras de presión de agua (cambio de juntas y elementos averiados de ser necesario). -Revisión y reajuste del sistema de tuberías y mangueras de desagüe (reemplazo de ser necesario). -Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo. -Puesta en óptimo modo de funcionamiento del equipo.	
Cámara frigorífica	HISPANI A	HCC4001Z0 2MS	17091 803	-Realizar limpieza química integral del equipo, tanto del evaporador como del condensador. -Verificación e inspección de líneas de acometida eléctrica y parámetros eléctricos necesarios para la correcta operatividad de las cámaras frigoríficas (realizar el reemplazo del cableado, elementos eléctricos, electrónicos y de control de ser necesario). -Revisión de elementos de seguridad: alarmas, apertura de seguridad (reemplazo de elementos averiados de ser necesario). -Revisión de circuito eléctrico de unidad evaporadora y condensadora. -Mantenimiento y revisión de electro ventiladores de unidad	1





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 42 de 131
 131

evaporadora y condensadora. -Revisión y regulación de presiones de baja y alta de operación del sistema. -Revisión de tubería y válvulas de servicio del sistema (realizar reparación o reemplazar
elementos averiados de ser necesario). -Realizar recarga de gas refrigerante de ser necesario.
-Limpieza y revisión de bandeja de desagüe.
-Cambio de empaques y corrección de espuma aislante en puertas y paredes.
-Lubricación y ajuste de puertas bisagras y seguros de puerta de ingreso (remplazo de elementos averiados de ser necesario).
-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipoPuesta en óptimo
funcionamiento de la cámara frigorífica.

CENTRO FORENSE ZONAL 4 - MANTA							
EQUIPO A INTERVENIR	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD REQUERIDA		
Mesa de Autopsia	MOPEC	MOC- 2000	OC200B1 3002	Trabajos a Realizar: Trabajos a Realizar: -Realizar limpieza integral del equipoRealizar lubricación de partes	1		





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 43 de 131
 131

				móviles o deslizantes del equipo.	
				-Revisión y mantenimiento del sistema eléctrico de alimentación del equipo.	
				-Revisión de tomacorrientes, limpieza y ajuste de bornes (reemplazo de ser necesario).	
				- Cambio de botones de paso de energía por botones con protección anti fluido de ser necesario.	
				-Revisión, regulación y lubricación del sistema hidráulico de elevación (servomotores).	
				-Revisión y ajuste de Grifería, hidro-succionadores y mangueras de presión de agua (cambio de juntas y elementos averiados de ser necesario).	
				-Revisión y reajuste del sistema de tuberías y mangueras de desagüe (reemplazo de ser necesario).	
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
				-Puesta en óptimo modo de funcionamiento del equipo.	
				Trabajos a Realizar:	
Mesa de		MOC-	OC200B1	-Realizar limpieza integral del equipo.	_
MOPEC	2000	3003	-Realizar lubricación de partes móviles o deslizantes del equipo.	1	
				-Revisión y mantenimiento del sistema eléctrico de alimentación	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 44 de 131
 131

				del equipo.	
				-Revisión de tomacorrientes, limpieza y ajuste de bornes (reemplazo de ser necesario).	
				- Cambio de botones de paso de energía por botones con protección anti fluido de ser necesario.	
				-Revisión, regulación y lubricación del sistema hidráulico de elevación (servomotores).	
				-Revisión y ajuste de Grifería, hidro-succionadores y mangueras de presión de agua (cambio de juntas y elementos averiados de ser necesario).	
				-Revisión y reajuste del sistema de tuberías y mangueras de desagüe (reemplazo de ser necesario).	
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
				-Puesta en óptimo modo de funcionamiento del equipo.	
				Trabajos a realizar:	
				-Realizar limpieza integral del equipo.	
Lámpara cielítica	PHILIPS	BURTON	5280432- 5280439	-Realizar limpieza de las superficies ópticas del equipo como lentes, filtros, vidrios y reflectores.	1
				-Limpieza y revisión de cámara y pantalla de proyección.	
				-Verificar el buen estado de	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 45 de 131
 Fecha:
 11/07/2022

				cables de alimentación eléctrica y cables de comunicación del equipo (reemplazarlos de ser necesario).	
				-Verificar voltajes de entrada y salida del transformador eléctrico del equipo (remplazarlo de ser necesario).	
				-Verificar el voltaje de alimentación y el buen funcionamiento de los focos led (reemplazar de ser necesario).	
				-Lubricar partes móviles y articulaciones del equipo.	
				-Ajuste de base principal del equipo.	
				-Puesta en óptimo modo de funcionamiento de cámara – video cámara del equipo.	
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
				-Comprobar el óptimo funcionamiento del equipo en todos sus modos de operación.	
				Trabajos a realizar:	
				-Realizar limpieza integral del equipo.	
Lámpara cielítica	PHILIPS	BURTON	5280427- 5280434	-Realizar limpieza de las superficies ópticas del equipo como lentes, filtros, vidrios y reflectores.	1
				-Limpieza y revisión de cámara y pantalla de proyección.	
				-Verificar el buen estado de cables de alimentación eléctrica y	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 46 de 131
 Fecha:
 11/07/2022

Cámara frigorífica EMBRA CO EMBRA CO FLEX 240 Trabajos a realizar: -Realizar limpieza química integral del equipo, tanto del evaporador como del condensador. -Verificación e inspección de líneas de acometida eléctrica y parámetros eléctricos necesarios para la correcta operatividad de			cables de comunicación del equipo (reemplazarlos de ser necesario). -Verificar voltajes de entrada y salida del transformador eléctrico del equipo (remplazarlo de ser necesario). -Verificar el voltaje de alimentación y el buen funcionamiento de los focos led (reemplazar de ser necesario). -Lubricar partes móviles y articulaciones del equipo. -Ajuste de base principal del equipo. -Puesta en óptimo modo de funcionamiento de cámara — video cámara del equipo. -Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo. -Comprobar el óptimo funcionamiento del equipo en	
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		FLEX 240	funcionamiento del equipo en todos sus modos de operación. Trabajos a realizar: -Realizar limpieza química integral del equipo, tanto del evaporador como del condensador. -Verificación e inspección de líneas de acometida eléctrica y parámetros eléctricos necesarios	1





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 47 de
 131

		Página 47 de 131
		electrónicos y de control de ser necesario).
		-Revisión de elementos de seguridad: alarmas, apertura de
		seguridad (reemplazo de
		elementos averiados de ser necesario).
		-Revisión de circuito eléctrico de unidad evaporadora y condensadora.
		-Mantenimiento y revisión de electro ventiladores de unidad evaporadora y condensadora.
		-Revisión y regulación de presiones de baja y alta de operación del sistema.
		-Revisión de tubería y válvulas de servicio del sistema (realizar reparación o reemplazar elementos averiados de ser necesario).
		-Realizar recarga de gas refrigerante de ser necesario.
		-Limpieza y revisión de bandeja de desagüe.
		-Cambio de empaques y corrección de espuma aislante en puertas y paredes.
		-Lubricación y ajuste de puertas bisagras y seguros de puerta de ingreso (remplazo de elementos averiados de ser necesario).
		-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.
		-Puesta en óptimo funcionamiento de la cámara





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 48 de 131
 Fecha:
 11/07/2022

				frigorífica.	
				Trabajos a realizar:	
				-Realizar limpieza química integral del equipo, tanto del evaporador como del condensador.	
				-Verificación e inspección de líneas de acometida eléctrica y parámetros eléctricos necesarios para la correcta operatividad de las cámaras frigoríficas (realizar el reemplazo del cableado, elementos eléctricos, electrónicos y de control de ser necesario).	
Cámara frigorífica	EMBRA CO	FLEX 241	M186133 A13322	-Revisión de elementos de seguridad: alarmas, apertura de seguridad (reemplazo de elementos averiados de ser necesario).	1
				-Revisión de circuito eléctrico de unidad evaporadora y condensadora.	
				-Mantenimiento y revisión de electro ventiladores de unidad evaporadora y condensadora.	
				-Revisión y regulación de presiones de baja y alta de operación del sistema.	
				-Revisión de tubería y válvulas de servicio del sistema (realizar reparación o reemplazar elementos averiados de ser necesario).	
				-Realizar recarga de gas refrigerante de ser necesario.	
				-Limpieza y revisión de bandeja	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 49 de
 131

				de desagüe. -Cambio de empaques y corrección de espuma aislante en puertas y paredes.	
				-Lubricación y ajuste de puertas bisagras y seguros de puerta de ingreso (remplazo de elementos averiados de ser necesario).	
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
				-Puesta en óptimo funcionamiento de la cámara frigorífica.	
				Trabajos a realizar:	
				-Realizar limpieza química integral del equipo, tanto del evaporador como del condensador.	
Cámara frigorífica	EMBRA CO	FLEX 242	M11E253 399	-Verificación e inspección de líneas de acometida eléctrica y parámetros eléctricos necesarios para la correcta operatividad de las cámaras frigoríficas (realizar el reemplazo del cableado, elementos eléctricos, electrónicos y de control de ser necesario).	1
				-Revisión de elementos de seguridad: alarmas, apertura de seguridad (reemplazo de elementos averiados de ser necesario).	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 50 de
 131

				-Revisión de circuito eléctrico de unidad evaporadora y condensadora. -Mantenimiento y revisión de electro ventiladores de unidad evaporadora y condensadora. -Revisión y regulación de presiones de baja y alta de operación del sistema. -Revisión de tubería y válvulas de servicio del sistema (realizar reparación o reemplazar elementos averiados de ser necesario). -Realizar recarga de gas refrigerante de ser necesario. -Limpieza y revisión de bandeja de desagüe. -Cambio de empaques y corrección de espuma aislante en puertas y paredes. -Lubricación y ajuste de puertas	
				corrección de espuma aislante en puertas y paredes.	
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
				-Puesta en óptimo funcionamiento de la cámara frigorífica.	
				Trabajos a realizar:	
Carrito Elevador	MOPEC	SN	SN	-Realizar limpieza integral del equipo.	1
				-Realizar la revisión integral y	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 51 de
 131

				mantenimiento del sistema eléctrico y electrónico del equipo.	
				-Revisión y mantenimiento del sistema hidráulico del equipo.	
				-Revisión y mantenimiento del módulo de carga de baterías.	
				-Revisión y mantenimiento de las baterías del equipo.	
				-Realizar trabajos de reajuste de elementos de sujeción del equipo.	
				-Realizar lubricación de partes móviles y partes deslizantes del equipo.	
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
				-Puesta en óptimo modo de funcionamiento del equipo.	
				Trabajos a realizar:	
				-Realizar limpieza integral del equipo.	
Camilla Trasportador	MOPEC	MOPEC SN	SN	-Realizar lubricación de partes rodantes, engranajes y partes deslizantes del equipo (cambiar elementos con signos de deterioro de ser necesario).	1
a de cadáveres				-Realizar reajuste y trabajos de sincronización del sistema de frenado del equipo (cambiar elementos con signo de deterioro de ser necesario).	
				 -Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo. -Puesta en óptimo modo de 	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 52 de 131
 52 de 131
 52 de 131

		funcionamiento del equipo.	

CENTRO FORENSE ZONAL 5 Y 8 GUAYAQUIL – LABORATORIO DE CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES								
EQUIPO A INTERVENIR	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD REQUERID A			
				Trabajos a realizar:				
				-Realizar limpieza integral del equipo.				
Camilla transportadora	MOPEC	SN	SN	-Realizar lubricación de partes rodantes, engranajes y partes deslizantes del equipo (cambiar elementos con signos de deterioro de ser necesario).				
de cadáveres			SN	-Realizar reajuste y trabajos de sincronización del sistema de frenado del equipo (cambiar elementos con signo de deterioro de ser necesario).	1			
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.				
				-Puesta en óptimo modo de funcionamiento del equipo.				
				Trabajos a Realizar:				
				-Realizar limpieza integral del equipo.				
Mesa de autopsia	MORTE CH	SN	09757	-Realizar lubricación de partes móviles o deslizantes del equipo.	1			
				-Revisión y mantenimiento del sistema eléctrico de alimentación del equipo.				
				-Revisión de tomacorrientes,				





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 53 de 131
 53 de 131
 53 de 131

				limpieza y ajuste de bornes (reemplazo de ser necesario).	
				- Cambio de botones de paso de energía por botones con protección anti fluido de ser necesario.	
				-Revisión, regulación y lubricación del sistema hidráulico de elevación (servomotores).	
				-Revisión y ajuste de Grifería, hidro-succionadores y mangueras de presión de agua (cambio de juntas y elementos averiados de ser necesario).	
				-Revisión y reajuste del sistema de tuberías y mangueras de desagüe (reemplazo de ser necesario).	
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
				-Puesta en óptimo modo de funcionamiento del equipo.	
				Trabajos a Realizar:	
				-Realizar limpieza integral del equipo.	
				-Realizar lubricación de partes móviles o deslizantes del equipo.	
Mesa de autopsia	MORTE CH	SN	09758	-Revisión y mantenimiento del sistema eléctrico de alimentación del equipo.	1
				-Revisión de tomacorrientes, limpieza y ajuste de bornes (reemplazo de ser necesario).	
				- Cambio de botones de paso de energía por botones con	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 54 de 131
 Fecha:
 11/07/2022

				protección anti fluido de ser necesario.	
				-Revisión, regulación y lubricación del sistema hidráulico de elevación (servomotores).	
				-Revisión y ajuste de Grifería, hidro-succionadores y mangueras de presión de agua (cambio de juntas y elementos averiados de ser necesario).	
				-Revisión y reajuste del sistema de tuberías y mangueras de desagüe (reemplazo de ser necesario).	
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
				-Puesta en óptimo modo de funcionamiento del equipo.	
				Trabajos a Realizar:	
				Trabajos a Realizar: -Realizar limpieza integral del equipo.	
				-Realizar limpieza integral del	
Mesa de	MORTE	SN	09759	-Realizar limpieza integral del equipo. -Realizar lubricación de partes	1
Mesa de autopsia	MORTE CH	SN	09759	 -Realizar limpieza integral del equipo. -Realizar lubricación de partes móviles o deslizantes del equipo. -Revisión y mantenimiento del sistema eléctrico de alimentación 	1
		SN	09759	-Realizar limpieza integral del equipo. -Realizar lubricación de partes móviles o deslizantes del equipo. -Revisión y mantenimiento del sistema eléctrico de alimentación del equipo. -Revisión de tomacorrientes, limpieza y ajuste de bornes	1





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 55 de
 131

			elevación (servomotores).	
			-Revisión y ajuste de Grifería, hidro-succionadores y mangueras de presión de agua (cambio de juntas y elementos averiados de ser necesario).	
			-Revisión y reajuste del sistema de tuberías y mangueras de desagüe (reemplazo de ser necesario).	
			-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
			-Puesta en óptimo modo de funcionamiento del equipo.	
			Trabajos a Realizar:	
			-Realizar limpieza integral del equipo.	
			-Realizar lubricación de partes móviles o deslizantes del equipo.	
			-Revisión y mantenimiento del sistema eléctrico de alimentación del equipo.	
Mesa de autopsia	MORTE CH	09760	-Revisión de tomacorrientes, limpieza y ajuste de bornes (reemplazo de ser necesario).	1
			- Cambio de botones de paso de energía por botones con protección anti fluido de ser necesario.	
			-Revisión, regulación y lubricación del sistema hidráulico de elevación (servomotores).	
			-Revisión y ajuste de Grifería, hidro-succionadores y mangueras de presión de agua (cambio de	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 56 de 131
 Fecha:
 11/07/2022

				juntas y elementos averiados de ser necesario). -Revisión y reajuste del sistema de tuberías y mangueras de desagüe (reemplazo de ser necesario). -Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo. -Puesta en óptimo modo de funcionamiento del equipo.	
Lámpara cielítica	CHINO WISE	PLM Series	SN	Trabajos a realizar: -Realizar limpieza integral del equipo. -Realizar limpieza de las superficies ópticas del equipo como lentes, filtros, vidrios y reflectores. -Limpieza y revisión de cámara y pantalla de proyección. -Verificar el buen estado de cables de alimentación eléctrica y cables de comunicación del equipo (reemplazarlos de ser necesario). -Verificar voltajes de entrada y salida del transformador eléctrico del equipo (remplazarlo de ser necesario). -Verificar el voltaje de alimentación y el buen funcionamiento de los focos led (reemplazar de ser necesario). -Lubricar partes móviles y articulaciones del equipo. -Ajuste de base principal del equipo.	1





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 57 de
 131

				 -Puesta en óptimo modo de funcionamiento de cámara – video cámara del equipo. -Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo. -Comprobar el óptimo funcionamiento del equipo en todos sus modos de operación. 	
Lámpara cielítica	CHINO WISE	PLM Series	SN	Trabajos a realizar: -Realizar limpieza integral del equipo. -Realizar limpieza de las superficies ópticas del equipo como lentes, filtros, vidrios y reflectores. -Limpieza y revisión de cámara y pantalla de proyección. -Verificar el buen estado de cables de alimentación eléctrica y cables de comunicación del equipo (reemplazarlos de ser necesario). -Verificar voltajes de entrada y salida del transformador eléctrico del equipo (remplazarlo de ser necesario). -Verificar el voltaje de alimentación y el buen funcionamiento de los focos led (reemplazar de ser necesario). -Lubricar partes móviles y articulaciones del equipo. -Ajuste de base principal del equipo.	1
				-Puesta en óptimo modo de funcionamiento de cámara – video	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 58 de 131
 Fecha:
 11/07/2022

		1		T ,	1
				cámara del equipo.	
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
				-Comprobar el óptimo funcionamiento del equipo en todos sus modos de operación.	
				Trabajos a realizar:	
				-Realizar limpieza integral del equipo.	
	CHINO PLM WISE Series	9	SN	-Realizar limpieza de las superficies ópticas del equipo como lentes, filtros, vidrios y reflectores.	
				-Limpieza y revisión de cámara y pantalla de proyección.	
Lámpara				-Verificar el buen estado de cables de alimentación eléctrica y cables de comunicación del equipo (reemplazarlos de ser necesario).	1
cielítica				-Verificar voltajes de entrada y salida del transformador eléctrico del equipo (remplazarlo de ser necesario).	
				-Verificar el voltaje de alimentación y el buen funcionamiento de los focos led (reemplazar de ser necesario).	
				-Lubricar partes móviles y articulaciones del equipo.	
				-Ajuste de base principal del equipo.	
				-Puesta en óptimo modo de funcionamiento de cámara – video	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 59 de 131
 59 de 131
 59 de 131

				cámara del equipo.	
				-Arreglo o reparación de fallas	
				ocultas encontradas en el equipo.	
				-Comprobar el óptimo	
				funcionamiento del equipo en	
				todos sus modos de operación.	
				Trabajos a realizar:	
				-Realizar limpieza integral del equipo.	
				-Realizar limpieza de las	
				superficies ópticas del equipo	
				como lentes, filtros, vidrios y	
				reflectores.	
				-Limpieza y revisión de cámara y pantalla de proyección.	
				-Verificar el buen estado de cables	
				de alimentación eléctrica y cables	
				de comunicación del equipo	
Lámpara	CHINO	PLM	SN	(reemplazarlos de ser necesario).	1
cielítica	WISE	Series	SIN	-Verificar voltajes de entrada y	_
				salida del transformador eléctrico del equipo (remplazarlo de ser	
				necesario).	
				-Verificar el voltaje de	
				alimentación y el buen	
				funcionamiento de los focos led	
				(reemplazar de ser necesario).	
				-Lubricar partes móviles y	
				articulaciones del equipo.	
				-Ajuste de base principal del	
				equipo.	
				-Puesta en óptimo modo de	
				funcionamiento de cámara – video	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 60 de 131
 Fecha:
 11/07/2022

				cámara del equipo. -Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo. -Comprobar el óptimo funcionamiento del equipo en todos sus modos de operación	
CAMARA FRIGORIFICA #1	RIVACO	RV4B140 3	132908	funcionamiento del equipo en todos sus modos de operación. Trabajos a realizar: -Realizar limpieza química de serpentines tanto del evaporador como del condensador. -Revisión de elementos de seguridad: alarmas, aperturas de seguridad, reemplazo de elementos averiados de ser necesario. -Revisión de motor compresor (reemplazar de ser necesario). -Revisión de unidad evaporadora (reemplazar de ser necesario). -Revisión de filtro deshidratador (reemplazar de ser necesario). -Revisión de contactor eléctrico (reemplazar de ser necesario) -Revisión de válvula solenoide (reemplazar de ser necesario). -Revisión de presiones y amperajes de operación del sistema. -Realizar reajuste y limpieza de partes y elementos eléctricos y electrónicos del sistema. -Revisión de posibles fugas de gas refrigerante en uniones de tubería y válvulas de servicio.	1





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 61 de 131
 11/07/2022
 11/07/2022

				Poplizar records do and	
				-Realizar recarga de gas refrigerante de ser necesario.	
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
				-Puesta en óptimo funcionamiento de la cámara frigorífica.	
				REPUESTOS	CANTIDAD
				-Motor-Compresor.	1
				-Unidad evaporadora.	1
				Trabajos a realizar:	
				-Realizar limpieza química de serpentines tanto del evaporador como del condensador.	
				-Revisión de elementos de seguridad: alarmas, aperturas de seguridad, reemplazo de elementos averiados de ser necesario.	
				-Revisión de presostato (reemplazo de ser necesario).	
CAMARA FRIGORIFICA #2	RIVACO RV4B140 LD 3		132908 64	-Revisión de capacitor de 25 uf (reemplazo de ser necesario).	1
				-Revisión de relay (reemplazo de ser necesario).	
				-Revisión de resistencia de congelación del evaporador (reemplazo de ser necesario).	
				-Revisión de filtro deshidratador	
				(reemplazar de ser necesario). -Revisión de presiones y amperajes de operación del sistema.	
				-Realizar reajuste y limpieza de partes y elementos eléctricos y	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 62 de 131
 Fecha:
 11/07/2022

				electrónicos del sistema.	
				-Revisión de posibles fugas de gas refrigerante en uniones de tubería y válvulas de servicio.	
				-Realizar recarga de gas refrigerante de ser necesario.	
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
				-Puesta en óptimo funcionamiento de la cámara frigorífica.	
				REPUESTOS	CANTIDAD
				-Presostato	1
				Trabajos a realizar:	
				-Realizar limpieza química de serpentines tanto del evaporador como del condensador.	
				-Revisión de elementos de seguridad: alarmas, aperturas de seguridad, reemplazo de elementos averiados de ser necesario.	
CAMARA FRIGORIFICA #3	RIVACO LD	RV4B140 3	132908 65	-Revisión de la unidad evaporadora (reemplazar de ser necesario).	1
				-Revisión de presostato (reemplazo de ser necesario).	
				-Revisión de contactores eléctricos del sistema (reemplazar de ser necesario).	
				-Revisión de capacitor de 25 uf (reemplazo de ser necesario).	
				-Revisión de relay (reemplazo de ser necesario).	
				-Revisión de resistencia de	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 63 de 131
 Fecha:
 11/07/2022

			congelación (reemplazo de ser	
			necesario).	
			-Revisión de filtro deshidratador (reemplazar de ser necesario).	
			-Revisión de presiones y amperajes de operación del sistema.	
			-Realizar reajuste y limpieza de partes y elementos eléctricos y electrónicos del sistema.	
			-Revisión de posibles fugas de gas refrigerante en uniones de tubería y válvulas de servicio.	
			-Realizar recarga de gas refrigerante de ser necesario.	
			-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
			-Puesta en óptimo funcionamiento de la cámara frigorífica.	
			REPUESTOS	CANTIDAD
			-Presostato	1
			-Unidad evaporador	1
			Trabajos a realizar:	
			-Realizar limpieza integral del equipo.	
CARRITO ELEVADOR	CEABIS		-Realizar la revisión integral y mantenimiento del sistema eléctrico y electrónico del equipo.	1
			-Revisión y mantenimiento del sistema hidráulico del equipo .	
			-Revisión y mantenimiento del módulo de carga de baterías, reemplazar en caso de ser	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 64 de 131
 Fecha:
 11/07/2022

	necesario. -Revisión y mantenimiento de las baterías del equipo, reemplazar en caso de ser necesario. -Cambio de llantas delanteras sin freno del equipo 150mm de diámetro. -Cambio de llantas posteriores con freno del equipo 150mm de diámetro. -Realizar trabajos de reajuste de elementos de sujeción del equipo. -Realizar lubricación de partes móviles y partes deslizantes del equipo.	
	ocultas encontradas en el equipo. -Puesta en óptimo modo de funcionamiento del equipo. REPUESTOS	CANTIDAD
	-Módulo de carga de baterías (00J1CH006-A).	1
	-Modulo base de conexión de batería (J2CB-049).	1
	-Baterías 24 V (J1BA-001)	2

OFICINA TÉCNICA FORENSE – MACHALA							
EQUIPO A INTERVENIR	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD REQUERIDA		
Mesa de Autopsia	Health pro	AST-50	HAST0 71403	Trabajos a Realizar: -Realizar limpieza integral del equipo.	1		





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 65 de 131
 Fecha:
 11/07/2022

				-Realizar lubricación de partes móviles o deslizantes del equipo.	
				-Revisión y mantenimiento del sistema eléctrico de alimentación del equipo.	
				-Revisión de tomacorrientes, limpieza y ajuste de bornes (reemplazo de ser necesario).	
				- Cambio de botones de paso de energía por botones con protección anti fluido de ser necesario.	
				-Revisión, regulación y lubricación del sistema hidráulico de elevación (servomotores).	
				-Revisión y ajuste de Grifería, hidro-succionadores y mangueras de presión de agua (cambio de juntas y elementos averiados de ser necesario).	
				-Revisión y reajuste del sistema de tuberías y mangueras de desagüe (reemplazo de ser necesario).	
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
				-Puesta en óptimo modo de funcionamiento del equipo.	
		AST-50		Trabajos a Realizar: -Realizar limpieza integral del	
Mesa de Autopsia	Health pro		HAST0 71413	equipo. -Realizar lubricación de partes móviles o deslizantes del equipo.	1
				-Revisión y mantenimiento del sistema eléctrico de alimentación	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 66 de 131
 Fecha:
 11/07/2022

				del equipo.	
				-Revisión de tomacorrientes, limpieza y ajuste de bornes (reemplazo de ser necesario).	
				- Cambio de botones de paso de energía por botones con protección anti fluido de ser necesario.	
				-Revisión, regulación y lubricación del sistema hidráulico de elevación (servomotores).	
				-Revisión y ajuste de Grifería, hidro-succionadores y mangueras de presión de agua (cambio de juntas y elementos averiados de ser necesario).	
				-Revisión y reajuste del sistema de tuberías y mangueras de desagüe (reemplazo de ser necesario).	
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
				-Puesta en óptimo modo de funcionamiento del equipo.	
				Trabajos a Realizar:	
				-Realizar limpieza integral del equipo.	
Mesa de	Health		HAST0	-Realizar lubricación de partes móviles o deslizantes del equipo.	
	pro	AST-50	71412	-Revisión y mantenimiento del sistema eléctrico de alimentación del equipo.	1
				-Revisión de tomacorrientes, limpieza y ajuste de bornes (reemplazo de ser necesario).	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 67 de
 131

				- Cambio de botones de paso de energía por botones con protección anti fluido de ser necesario.	
				-Revisión, regulación y lubricación del sistema hidráulico de elevación (servomotores).	
				-Revisión y ajuste de Grifería, hidro-succionadores y mangueras de presión de agua (cambio de juntas y elementos averiados de ser necesario).	
				-Revisión y reajuste del sistema de tuberías y mangueras de desagüe (reemplazo de ser necesario).	
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
				-Puesta en óptimo modo de funcionamiento del equipo.	
				Trabajos a realizar:	
				-Realizar limpieza integral del equipo.	
				-Realizar limpieza de las superficies ópticas del equipo como lentes, filtros, vidrios y reflectores.	
Lámpara Cielítica	Infimed	NEXUSOL- 0222	41984 8774	-Limpieza y revisión de cámara y pantalla de proyección.	1
				-Verificar el buen estado de cables de alimentación eléctrica y cables de comunicación del equipo (reemplazarlos de ser necesario).	
				-Verificar voltajes de entrada y salida del transformador eléctrico del equipo (remplazarlo de ser	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 68 de 131
 Fecha:
 11/07/2022

				necesario).	
				-Verificar el voltaje de alimentación y el buen funcionamiento de los focos led (reemplazar de ser necesario).	
				-Lubricar partes móviles y articulaciones del equipo.	
				-Ajuste de base principal del equipo.	
				-Puesta en óptimo modo de funcionamiento de cámara – video cámara del equipo.	
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
				-Comprobar el óptimo funcionamiento del equipo en todos sus modos de operación.	
				Trabajos a realizar:	
				-Realizar limpieza integral del equipo.	
				-Realizar limpieza de las superficies ópticas del equipo como lentes, filtros, vidrios y reflectores.	
Lámpara		NEVLISOI		-Limpieza y revisión de cámara y pantalla de proyección.	
Lámpara Cielítica	Infimed NEXUSOL- 0222		41984 8613	-Verificar el buen estado de cables de alimentación eléctrica y cables de comunicación del equipo (reemplazarlos de ser necesario).	1
			-Verificar voltajes de entrada y salida del transformador eléctrico del equipo (remplazarlo de ser necesario).		
				-Verificar el voltaje de alimentación y el buen	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 69 de 131
 Fecha:
 11/07/2022

				funcionamiento de los focos led (reemplazar de ser necesario).	
				-Lubricar partes móviles y articulaciones del equipo.	
				-Ajuste de base principal del equipo.	
				-Puesta en óptimo modo de funcionamiento de cámara – video cámara del equipo.	
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
				-Comprobar el óptimo funcionamiento del equipo en todos sus modos de operación.	
				Trabajos a realizar:	
				-Realizar limpieza integral del equipo.	
				-Realizar la revisión integral y mantenimiento del sistema eléctrico y electrónico del equipo.	
				-Revisión y mantenimiento del sistema hidráulico del equipo.	
Carrito Elevador	MOPEC	SN	SN	-Revisión y mantenimiento del módulo de carga de baterías.	1
				-Revisión y mantenimiento de las baterías del equipo.	
				-Realizar trabajos de reajuste de elementos de sujeción del equipo.	
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
				-Realizar lubricación de partes móviles y partes deslizantes del equipo.	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

Página 70 de 131

				Trabajos a realizar:	
Camilla Trasportadora de cadáveres	MOPEC S	SN	SN	-Realizar limpieza integral del equipo.	
				-Realizar lubricación de partes rodantes, engranajes y partes deslizantes del equipo (cambiar elementos con signos de deterioro de ser necesario).	
				-Realizar reajuste y trabajos de sincronización del sistema de frenado del equipo (cambiar elementos con signo de deterioro de ser necesario).	1
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
				-Puesta en óptimo modo de funcionamiento del equipo.	
				Trabajos a realizar:	
				-Realizar limpieza integral del equipo.	
Camilla Trasportadora de cadáveres	MOPEC SN		SN	-Realizar lubricación de partes rodantes, engranajes y partes deslizantes del equipo (cambiar elementos con signos de deterioro de ser necesario).	
		SN		-Realizar reajuste y trabajos de sincronización del sistema de frenado del equipo (cambiar elementos con signo de deterioro de ser necesario).	1
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo. -Puesta en óptimo modo de	
				funcionamiento del equipo.	
Cámara	TECMSE	54B1314	54B13	Trabajos a realizar:	1





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 71 de 131
 71 de 131
 71 de 131

frigorífica 1	Н	14-	-Realizar limpieza química de	
irigorilica 1		01140		
			serpentines tanto del evaporador	
		16C	como del condensador.	
			-Revisión de elementos de	
			seguridad: alarmas, aperturas de	
			seguridad, reemplazo de	
			elementos averiados de ser	
			necesario.	
			necesano.	
			-Revisión de motor compresor	
			(reemplazar de ser necesario).	
			-Revisión de la unidad	
			evaporadora (reemplazar de ser	
			necesario).	ļ
			-Revisión de presostato	
			(reemplazar de ser necesario).	
			(recimplazar de ser necesario).	
			-Revisión de capacitor de 25 uf	
			(reemplazar de ser necesario).	
			Davisión de relevi (recomplete de	
			-Revisión de relay (reemplazo de	
			ser necesario).	
			-Revisión de filtro deshidratador	
			(reemplazar de ser necesario).	
			-Revisión de válvula solenoide	
			(reemplazo de ser necesario).	
			-Revisión de presiones y	
			-Revisión de presiones y amperajes de operación del	
			sistema.	
			Sistema.	
			-Realizar reajuste y limpieza de	
			partes y elementos eléctricos y	
			electrónicos del sistema.	
			-Revisión y reparación de posibles	
			fugas de gas refrigerante en	
			uniones, tubería y válvulas de	
			servicio.	
			-Realizar recarga de gas	
			refrigerante de ser necesario.	
			Terrigerante de ser necesano.	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 72 de 131
 Fecha:
 11/07/2022

				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipoPuesta en óptimo funcionamiento de la cámara frigorífica. REPUESTOS	CANTIDAD
				-Motor-Compresor 6527000100.	1
				-Unidad evaporadora.	1
				-Presostato KP17W.	1
Cámara frigorífica 2	TECMSE H	54B1314	54B13 14- 01151 58C	Trabajos a realizar: -Realizar limpieza química de serpentines tanto del evaporador como del condensador.	
				-Revisión de elementos de seguridad: alarmas, aperturas de seguridad, reemplazo de elementos averiados de ser necesario.	
				-Revisión de motor compresor (reemplazar de ser necesario). -Revisión de presostato	
				(reemplazar de ser necesario). -Revisión de capacitor de 25 uf (reemplazar de ser necesario).	1
				-Revisión de relay (reemplazo de ser necesario).	
				-Revisión de filtro deshidratador (reemplazar de ser necesario).	
				-Revisión de presiones y amperajes de operación del sistema.	
				-Realizar reajuste y limpieza de partes y elementos eléctricos y electrónicos del sistema.	
				-Revisión y reparación de posibles	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 73 de 131
 73 de 131
 73 de 131

				fugas de gas refrigerante en uniones, tubería y válvulas de servicio. -Realizar recarga de gas refrigerante de ser necesario. -Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo. -Puesta en óptimo funcionamiento de la cámara frigorífica.	
				REPUESTOS	CANTIDAD
				- Motor-Compresor 6527000100.	1
				-Presostato KP17W.	1
				-Realizar limpieza química de serpentines tanto del evaporador como del condensador. -Revisión de elementos de seguridad: alarmas, aperturas de seguridad, reemplazo de elementos averiados de ser necesario.	
Cámara frigorífica 3.	TECMSE H	54B1314	54B13 14- 01144 08C	-Revisión de presostato (reemplazar de ser necesario)Revisión de capacitor de 25 uf (reemplazar de ser necesario).	1
				-Reemplazo de relay en mal estado.	
				-Revisión de filtro deshidratador (remplazar de ser necesario).	
				-Revisión de presiones y amperajes de operación del sistema.	
				-Realizar reajuste y limpieza de partes y elementos eléctricos y	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 74 de 131
 74 de 131
 74 de 131

	1		I		•
				electrónicos del sistema.	
				-Revisión de posibles fugas de gas refrigerante en uniones de tubería y válvulas de servicio.	
				-Realizar recarga de gas refrigerante de ser necesario.	
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
				-Puesta en óptimo funcionamiento de la cámara frigorífica.	
				REPUESTOS	CANTIDAD
				- Presostato KP17W.	1
				Trabajos a realizar:	
		54B1314		-Realizar limpieza química de serpentines tanto del evaporador como del condensador.	
				-Revisión de elementos de seguridad: alarmas, aperturas de seguridad, reemplazo de elementos averiados de ser necesario.	
Cámara frigorífica 4.	TECMSE		54B13 14- 01152 17C	-Revisión de presostato (reemplazo de ser necesario).	1
	H	313131		-Revisión de capacitor de 25 uf (reemplazar de ser necesario).	-
				-Revisión de relay (reemplazar de ser necesario).	
				-Revisión de filtro deshidratador reemplazar de ser necesario).	
				-Revisión de válvula solenoide (reemplazar de ser necesario).	
				-Revisión de presiones y amperajes de operación del sistema.	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 75 de 131
 75 de 131</td

				-Realizar reajuste y limpieza de partes y elementos eléctricos y electrónicos del sistema. -Revisión de posibles fugas de gas refrigerante en uniones de tubería y válvulas de servicio. -Realizar recarga de gas refrigerante de ser necesario. -Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
				-Puesta en óptimo funcionamiento de la cámara frigorífica.	
				REPUESTOS	CANTIDAD
				- Presostato KP17W.	1
Cámara frigorífica 5.	TECMSE H	54A2714	54A27 14- 01454 36C	-Realizar limpieza química de serpentines tanto del evaporador como del condensador. -Revisión de elementos de seguridad: alarmas, aperturas de seguridad, reemplazo de elementos averiados de ser necesario. -Revisión de motor compresor (reemplazo de ser necesario). -Revisión de capacitor (reemplazar de ser necesario). -Revisión de relay (reemplazo de ser necesario). -Revisión de filtro deshidratador (reemplazo de ser necesario). -Revisión de presiones y amperajes de operación del sistema.	1





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 76 de 131
 76 de 131</td

				-Realizar reajuste y limpieza de partes y elementos eléctricos y electrónicos del sistema.	
				-Revisión de posibles fugas de gas refrigerante en uniones de tubería y válvulas de servicio.	
				-Realizar recarga de gas refrigerante de ser necesario.	
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
				-Puesta en óptimo funcionamiento de la cámara frigorífica.	
				REPUESTOS	CANTIDAD
				-Motor-Compresor.	1
				Trabajos a realizar:	
		54B1314	54B13 14- 01140 06C	-Realizar limpieza química de serpentines tanto del evaporador como del condensador.	
				-Revisión de elementos de seguridad: alarmas, aperturas de seguridad, reemplazo de elementos averiados de ser necesario.	
Cámara frigorífica 6.	TECMSE H			-Revisión de la unidad condensadora (reemplazar de ser necesario).	1
				-Revisión de presostato (remplazo de ser necesario).	
				-Revisión de relay (reemplazo de ser necesario).	
				-Revisión de filtro deshidratador (reemplazo de ser necesario).	
				-Revisión de válvula solenoide (reemplazo de ser necesario).	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 77 de
 131

-Revisión de presiones y amperajes de operación del sistema. -Realizar reajuste y limpieza de partes y elementos eléctricos y electrónicos del sistema. -Revisión de posibles fugas de gas refrigerante en uniones de tubería y válvulas de servicio. -Realizar recarga de gas refrigerante de ser necesario. -Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo. -Puesta en óptimo funcionamiento de la cámara frigorífica.	
REPUESTOS	CANTIDAD
-Unidad condensadora	1
- Presostato KP17W.	1

	CENTRO FORENSE ZONAL 7 – LOJA.						
EQUIPO A INTERVENIR	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD REQUERIDA		
Mesa de Autopsia	Health pro	AST-50	HAST07 1402	Trabajos a Realizar: -Realizar limpieza integral del equipo. -Realizar lubricación de partes móviles o deslizantes del equipo. -Revisión y mantenimiento del sistema eléctrico de alimentación del equipo. -Revisión de tomacorrientes,	1		





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 78 de 131
 78 de 131
 78 de 131

				limpieza y ajuste de bornes (reemplazo de ser necesario).	
				- Cambio de botones de paso de energía por botones con protección anti fluido de ser necesario.	
				-Revisión, regulación y lubricación del sistema hidráulico de elevación (servomotores).	
				-Revisión y ajuste de Grifería, hidro-succionadores y mangueras de presión de agua (cambio de juntas y elementos averiados de ser necesario).	
				-Revisión y reajuste del sistema de tuberías y mangueras de desagüe (reemplazo de ser necesario).	
				 -Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo. -Puesta en óptimo modo de funcionamiento del equipo. 	
				Trabajos a Realizar:	
				-Realizar limpieza integral del equipo.	
				-Realizar lubricación de partes móviles o deslizantes del equipo.	
Mesa de Autopsia	Health pro	AST-50	HAST07 1404	-Revisión y mantenimiento del sistema eléctrico de alimentación del equipo.	1
				-Revisión de tomacorrientes, limpieza y ajuste de bornes (reemplazo de ser necesario).	
				- Cambio de botones de paso de	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 79 de 131
 79 de 131
 79 de 131

				energía por botones con protección anti fluido de ser necesario. -Revisión, regulación y lubricación del sistema hidráulico de elevación (servomotores). -Revisión y ajuste de Grifería, hidro-succionadores y mangueras de presión de agua (cambio de juntas y elementos averiados de ser necesario). -Revisión y reajuste del sistema de tuberías y mangueras de desagüe (reemplazo de ser necesario). -Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo. -Puesta en óptimo modo de funcionamiento del equipo.	
Mesa de Autopsia	Health pro	AST-50	HAST07 1415	Trabajos a Realizar: -Realizar limpieza integral del equipo. -Realizar lubricación de partes móviles o deslizantes del equipo. -Revisión y mantenimiento del sistema eléctrico de alimentación del equipo. -Revisión de tomacorrientes, limpieza y ajuste de bornes (reemplazo de ser necesario). - Cambio de botones de paso de energía por botones con protección anti fluido de ser necesario.	1





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 80 de 131
 131

				-Revisión, regulación y lubricación del sistema hidráulico de elevación (servomotores).	
				-Revisión y ajuste de Grifería, hidro-succionadores y mangueras de presión de agua (cambio de juntas y elementos averiados de ser necesario).	
				-Revisión y reajuste del sistema de tuberías y mangueras de desagüe (reemplazo de ser necesario).	
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
				-Puesta en óptimo modo de funcionamiento del equipo.	
				Trabajos a realizar:	
			419848	-Realizar limpieza integral del equipo.	
				-Realizar limpieza de las superficies ópticas del equipo como lentes, filtros, vidrios y reflectores.	
Lámpara	Infimed	NEXUSOL		-Limpieza y revisión de cámara y pantalla de proyección.	1
Cielítica	imimed	02-2		-Verificar el buen estado de cables de alimentación eléctrica y cables de comunicación del equipo (reemplazarlos de ser necesario).	1
				-Verificar voltajes de entrada y salida del transformador eléctrico del equipo (remplazarlo de ser necesario).	
				-Verificar el voltaje de	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 81 de
 131

				alimentación y el buen funcionamiento de los focos led (reemplazar de ser necesario).	
				-Lubricar partes móviles y articulaciones del equipo.	
				-Ajuste de base principal del equipo.	
				-Puesta en óptimo modo de funcionamiento de cámara – video cámara del equipo.	
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
				-Comprobar el óptimo funcionamiento del equipo en todos sus modos de operación.	
				Trabajos a realizar:	
		NEXUSOL 02-2	419847 562	-Realizar limpieza integral del equipo.	
				-Realizar limpieza de las superficies ópticas del equipo como lentes, filtros, vidrios y reflectores.	
Lámpara				-Limpieza y revisión de cámara y pantalla de proyección.	
Cielítica	Infimed			-Verificar el buen estado de cables de alimentación eléctrica y cables de comunicación del equipo (reemplazarlos de ser necesario).	1
				-Verificar voltajes de entrada y salida del transformador eléctrico del equipo (remplazarlo de ser necesario).	
				-Verificar el voltaje de alimentación y el buen	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 82 de
 131

				funcionamiento de los focos led (reemplazar de ser necesario).	
				-Lubricar partes móviles y articulaciones del equipo.	
				-Ajuste de base principal del equipo.	
				-Puesta en óptimo modo de funcionamiento de cámara – video cámara del equipo.	
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
				-Comprobar el óptimo funcionamiento del equipo en todos sus modos de operación.	
				Trabajos a realizar:	
	MOPEC SI	IOPEC SN		-Realizar limpieza integral del equipo.	
Camilla				-Realizar lubricación de partes rodantes, engranajes y partes deslizantes del equipo (cambiar elementos con signos de deterioro de ser necesario).	
Trasportador a de cadáveres			SN	-Realizar reajuste y trabajos de sincronización del sistema de frenado del equipo (cambiar elementos con signo de deterioro de ser necesario).	1
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
				-Puesta en óptimo modo de funcionamiento del equipo.	
Camilla Trasportador de cadáveres	MOPEC	SN	SN	Trabajos a realizar: -Realizar limpieza integral del equipo.	1





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 83 de
 131

				-Realizar lubricación de partes rodantes, engranajes y partes deslizantes del equipo (cambiar elementos con signos de deterioro de ser necesario). -Realizar reajuste y trabajos de sincronización del sistema de frenado del equipo (cambiar elementos con signo de deterioro de ser necesario). -Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo. -Puesta en óptimo modo de funcionamiento del equipo.	
Carrito elevador	health	BFCX- 1300	EC1650 2	Trabajos a realizar: -Realizar limpieza integral del equipo. -Realizar la revisión integral y mantenimiento del sistema eléctrico y electrónico del equipo. -Revisión y mantenimiento del sistema hidráulico del equipo. -Revisión y mantenimiento del módulo de carga de baterías. -Revisión y mantenimiento de las baterías del equipo. -Realizar trabajos de reajuste de elementos de sujeción del equipo. -Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo. -Realizar lubricación de partes móviles y partes deslizantes del equipo.	1





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 84 de
 131

				Trabajos a realizar:	
				-Realizar limpieza química integral del equipo, tanto del evaporador como del condensador.	
				-Verificación de parámetros eléctricos necesarios para la correcta operatividad del equipo (realizar el reemplazo del cableado y elementos eléctricos de control de ser necesario).	
				-Revisión de elementos de seguridad: alarmas, apertura de seguridad (reemplazo de elementos averiados de ser necesario).	
Cámara frigorífica	Tecums ek	FH248OZ BR	14E08- 065211 452700	-Revisión de circuito eléctrico de unidad evaporadora y condensadora.	1
			0244	-Mantenimiento y revisión de electro ventiladores de unidad evaporadora y condensadora.	
				-Revisión y regulación de presiones de baja y alta de operación del sistema.	
				-Revisión de tubería y válvulas de servicio del sistema (realizar reparación o reemplazar elementos averiados de ser necesario).	
				-Realizar recarga de gas refrigerante de ser necesario.	
				-Limpieza y revisión de bandeja de desagüe.	
				-Cambio de empaques y corrección de espuma aislante en	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 85 de
 131

				puertas y paredes.	
				-Lubricación y ajuste de puertas bisagras y seguros de puerta de ingreso (remplazo de elementos averiados de ser necesario).	
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
				-Puesta en óptimo funcionamiento de la cámara frigorífica.	
				Trabajos a realizar:	
				-Realizar limpieza química integral del equipo, tanto del evaporador como del condensador.	
				-Verificación de parámetros eléctricos necesarios para la correcta operatividad del equipo (realizar el reemplazo del cableado y elementos eléctricos de control de ser necesario).	
Cámara frigorífica	Tecums ek	FH248OZ BR	14E08- 065211 452700 0244	-Revisión de elementos de seguridad: alarmas, apertura de seguridad (reemplazo de elementos averiados de ser necesario).	1
				-Revisión de circuito eléctrico de unidad evaporadora y condensadora.	
				-Mantenimiento y revisión de electro ventiladores de unidad evaporadora y condensadora.	
				-Revisión y regulación de presiones de baja y alta de operación del sistema.	
				-Revisión de tubería y válvulas	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 86 de 131
 Fecha:
 11/07/2022

				de servicio del sistema (realizar reparación o reemplazar elementos averiados de ser necesario). -Realizar recarga de gas refrigerante de ser necesario. -Limpieza y revisión de bandeja de desagüe. -Cambio de empaques y corrección de espuma aislante en puertas y paredes.	
				-Lubricación y ajuste de puertas bisagras y seguros de puerta de ingreso (remplazo de elementos averiados de ser necesario).	
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
				-Puesta en óptimo funcionamiento de la cámara frigorífica.	
				Trabajos a realizar:	
				-Realizar limpieza química integral del equipo, tanto del evaporador como del condensador.	
Cámara frigorífica	Tecums ek	FH248OZ BR	14E08- 065211 452700 0244	-Verificación de parámetros eléctricos necesarios para la correcta operatividad del equipo (realizar el reemplazo del cableado y elementos eléctricos de control de ser necesario).	1
				-Revisión de elementos de seguridad: alarmas, apertura de seguridad (reemplazo de elementos averiados de ser necesario).	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 87 de
 131

				-Revisión de circuito eléctrico de unidad evaporadora y condensadora.	
				-Mantenimiento y revisión de electro ventiladores de unidad evaporadora y condensadora.	
				-Revisión y regulación de presiones de baja y alta de operación del sistema.	
				-Revisión de tubería y válvulas de servicio del sistema (realizar reparación o reemplazar elementos averiados de ser necesario).	
				-Realizar recarga de gas refrigerante de ser necesario.	
				-Limpieza y revisión de bandeja de desagüe.	
				-Cambio de empaques y corrección de espuma aislante en puertas y paredes.	
				-Lubricación y ajuste de puertas bisagras y seguros de puerta de ingreso (remplazo de elementos averiados de ser necesario).	
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
				-Puesta en óptimo funcionamiento de la cámara frigorífica.	
Cámara frigorífica	Tecums ek	FH248OZ BR	14E08- 065211 452700 0244	Trabajos a realizar: -Realizar limpieza química integral del equipo, tanto del evaporador como del condensador.	1





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 88 de
 131

-Verificació	'n	de	pa	ráme	tros
eléctricos	nec	esario	os	para	la
correcta o	pera	tivida	d d	el equ	iipo
(realizar	el	reen	npla	azo	del
cableado y	/ ele	ment	os	eléctri	icos
de control	de se	er nec	esa	rio).	

- -Revisión de elementos de seguridad: alarmas, apertura de seguridad (reemplazo de elementos averiados de ser necesario).
- -Revisión de circuito eléctrico de unidad evaporadora y condensadora.
- -Mantenimiento y revisión de electro ventiladores de unidad evaporadora y condensadora.
- -Revisión y regulación de presiones de baja y alta de operación del sistema.
- -Revisión de tubería y válvulas de servicio del sistema (realizar reparación o reemplazar elementos averiados de ser necesario).
- -Realizar recarga de gas refrigerante de ser necesario.
- -Limpieza y revisión de bandeja de desagüe.
- -Cambio de empaques y corrección de espuma aislante en puertas y paredes.
- -Lubricación y ajuste de puertas bisagras y seguros de puerta de ingreso (remplazo de elementos averiados de ser necesario).
- -Arreglo o reparación de fallas





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 89 de
 131

				ocultas encontradas en el equipo.	
				-Puesta en óptimo funcionamiento de la cámara frigorífica.	
				Trabajos a realizar:	
				-Realizar limpieza química integral del equipo, tanto del evaporador como del condensador.	
				-Verificación de parámetros eléctricos necesarios para la correcta operatividad del equipo (realizar el reemplazo del cableado y elementos eléctricos de control de ser necesario).	
Cámara	Tecums	FH248OZ	14E08- 065211	-Revisión de elementos de seguridad: alarmas, apertura de seguridad (reemplazo de elementos averiados de ser necesario).	1
frigorífica	ek	BR	452700 0244	-Revisión de circuito eléctrico de unidad evaporadora y condensadora.	1
				-Mantenimiento y revisión de electro ventiladores de unidad evaporadora y condensadora.	
				-Revisión y regulación de presiones de baja y alta de operación del sistema.	
				-Revisión de tubería y válvulas de servicio del sistema (realizar reparación o reemplazar elementos averiados de ser necesario).	
				-Realizar recarga de gas refrigerante de ser necesario.	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 90 de 131
 131

				-Limpieza y revisión de bandeja de desagüe. -Cambio de empaques y corrección de espuma aislante en puertas y paredes. -Lubricación y ajuste de puertas bisagras y seguros de puerta de ingreso (remplazo de elementos averiados de ser necesario). -Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo. -Puesta en óptimo funcionamiento de la cámara frigorífica.	
Cámara frigorífica	Tecums	FH248OZ BR	14E08- 065211 452700 0244	Trabajos a realizar: -Realizar limpieza química integral del equipo, tanto del evaporador como del condensador. -Verificación de parámetros eléctricos necesarios para la correcta operatividad del equipo (realizar el reemplazo del cableado y elementos eléctricos de control de ser necesario) -Revisión de presiones de baja y alta de operación del sistema. -Realizar reajuste de partes y elementos eléctricos del sistema. -Limpieza de filtros del evaporador. -Revisión de posibles fugas de gas refrigerante en uniones de tubería y válvulas de servicio.	1





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 91 de 131
 131

-Realizar recarga de gas refrigerante de ser necesario.
-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.
-Puesta en óptimo funcionamiento de la cámara frigorífica.

CENTRO FORENSE ZONAL - 3 AMBATO.								
EQUIPO A INTERVENIR	MARC A	MODEL O	SERI E	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD REQUERIDA			
Mesa de Autopsia	Morte ch	MOC- 2000		Trabajos a Realizar: -Realizar limpieza integral del equipo. -Realizar lubricación de partes móviles o deslizantes del equipo. -Revisión y mantenimiento del sistema eléctrico de alimentación del equipo. -Revisión de tomacorrientes, limpieza y ajuste de bornes (reemplazo de ser necesario). - Cambio de botones de paso de energía por botones con protección anti fluido de ser necesario. -Revisión, regulación y lubricación del sistema hidráulico de elevación (servomotores). -Revisión y ajuste de Grifería, hidrosuccionadores y mangueras de presión de agua (cambio de juntas y elementos averiados de ser necesario). -Revisión y reajuste del sistema de tuberías y mangueras de desagüe	1			





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 92 de 131
 Fecha:
 11/07/2022

				(reemplazo de ser necesario).	
				 -Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo. -Puesta en óptimo modo de funcionamiento del equipo. 	
				Trabajos a Realizar:	
				-Realizar limpieza integral del equipo.	
				-Realizar lubricación de partes móviles o deslizantes del equipo.	
				-Revisión y mantenimiento del sistema eléctrico de alimentación del equipo.	
	Morte ch	e MOC- 2000		-Revisión de tomacorrientes, limpieza y ajuste de bornes (reemplazo de ser necesario).	
				- Cambio de botones de paso de energía por botones con protección anti fluido de ser necesario.	
Mesa de Autopsia				-Revisión, regulación y lubricación del sistema hidráulico de elevación (servomotores).	1
				-Revisión y ajuste de Grifería, hidro- succionadores y mangueras de presión de agua (cambio de juntas y elementos averiados de ser necesario).	
				-Revisión y reajuste del sistema de tuberías y mangueras de desagüe (reemplazo de ser necesario).	
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
				-Puesta en óptimo modo de funcionamiento del equipo.	
Lámpara	PHILP	BURTON	CN	Trabajos a realizar:	1
Cielítica	S- BURT	/OPH	SN	-Realizar limpieza integral del equipo.	1





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 93 de 131
 Fecha:
 11/07/2022

	ON			-Realizar limpieza de las superficies ópticas del equipo como lentes, filtros, vidrios y reflectores.	
				-Limpieza y revisión de cámara y pantalla de proyección.	
				-Verificar el buen estado de cables de alimentación eléctrica y cables de comunicación del equipo (reemplazarlos de ser necesario).	
				-Verificar voltajes de entrada y salida del transformador eléctrico del equipo (remplazarlo de ser necesario).	
				-Verificar el voltaje de alimentación y el buen funcionamiento de los focos led (reemplazar de ser necesario).	
				-Lubricar partes móviles y articulaciones del equipo.	
				-Ajuste de base principal del equipo.	
				-Puesta en óptimo modo de funcionamiento de cámara – video cámara del equipo.	
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
				-Comprobar el óptimo funcionamiento del equipo en todos sus modos de operación.	
				Trabajos a realizar:	
				-Realizar limpieza integral del equipo.	
Lámpara Cielítica	PHILP S- BURT ON	BURTON /OPH	SN	-Realizar limpieza de las superficies ópticas del equipo como lentes, filtros, vidrios y reflectores.	1
				-Limpieza y revisión de cámara y pantalla de proyección.	
				-Verificar el buen estado de cables de	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 94 de
 131

				alimentación eléctrica y cables de comunicación del equipo (reemplazarlos de ser necesario). -Verificar voltajes de entrada y salida del transformador eléctrico del equipo (remplazarlo de ser necesario). -Verificar el voltaje de alimentación y el buen funcionamiento de los focos led (reemplazar de ser necesario). -Lubricar partes móviles y articulaciones del equipo. -Ajuste de base principal del equipo. -Puesta en óptimo modo de funcionamiento de cámara — video cámara del equipo. -Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo. -Comprobar el óptimo funcionamiento	
				del equipo en todos sus modos de operación.	
Cámara	FLEXC	M12E2B	SN	Trabajos a realizar: -Realizar limpieza química integral del equipo, tanto del evaporador como del condensador. -Verificación de parámetros eléctricos necesarios para la correcta operatividad del equipo (realizar el reemplazo del cableado y elementos eléctricos de	1
frigorífica	OLD	657	JIV	control de ser necesario). -Revisión de elementos de seguridad: alarmas, apertura de seguridad (reemplazo de elementos averiados de ser necesario). -Revisión de circuito eléctrico de unidad evaporadora y condensadora.	1





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 95 de
 131

				-Mantenimiento y revisión de electro ventiladores de unidad evaporadora y condensadora.	
				-Revisión y regulación de presiones de baja y alta de operación del sistema.	
				-Revisión de tubería y válvulas de servicio del sistema (realizar reparación o reemplazar elementos averiados de ser necesario).	
				-Realizar recarga de gas refrigerante de ser necesario.	
				-Limpieza y revisión de bandeja de desagüe.	
				-Cambio de empaques y corrección de espuma aislante en puertas y paredes.	
				-Lubricación y ajuste de puertas bisagras y seguros de puerta de ingreso (remplazo de elementos averiados de ser necesario).	
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
				-Puesta en óptimo funcionamiento de la cámara frigorífica.	
				Trabajos a realizar:	
				-Realizar limpieza química integral del equipo, tanto del evaporador como del condensador.	
Cámara frigorífica	FLEXC OLD	M12E2B 656	SN	-Verificación de parámetros eléctricos necesarios para la correcta operatividad del equipo (realizar el reemplazo del cableado y elementos eléctricos de control de ser necesario).	1
				-Revisión de elementos de seguridad: alarmas, apertura de seguridad (reemplazo de elementos averiados de	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 96 de 131
 Fecha:
 11/07/2022

				ser necesario).	
				-Revisión de circuito eléctrico de unidad evaporadora y condensadora.	
				-Mantenimiento y revisión de electro ventiladores de unidad evaporadora y condensadora.	
				-Revisión y regulación de presiones de baja y alta de operación del sistema.	
				-Revisión de tubería y válvulas de servicio del sistema (realizar reparación o reemplazar elementos averiados de ser necesario).	
				-Realizar recarga de gas refrigerante de ser necesario.	
				-Limpieza y revisión de bandeja de desagüe.	
				-Cambio de empaques y corrección de espuma aislante en puertas y paredes.	
				-Lubricación y ajuste de puertas bisagras y seguros de puerta de ingreso (remplazo de elementos averiados de ser necesario).	
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
				-Puesta en óptimo funcionamiento de la cámara frigorífica.	
				Trabajos a realizar:	
Cámara frigorífica	EMBR ACO	FH2480 2	SN	-Realizar limpieza química integral del equipo, tanto del evaporador como del condensador.	1
				-Verificación de parámetros eléctricos necesarios para la correcta operatividad del equipo (realizar el reemplazo del	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 97 de
 131

			•		
				cableado y elementos eléctricos de control de ser necesario).	
				-Revisión de elementos de seguridad: alarmas, apertura de seguridad (reemplazo de elementos averiados de ser necesario).	
				-Revisión de circuito eléctrico de unidad evaporadora y condensadora.	
				-Mantenimiento y revisión de electro ventiladores de unidad evaporadora y condensadora.	
				-Revisión y regulación de presiones de baja y alta de operación del sistema.	
				-Revisión de tubería y válvulas de servicio del sistema (realizar reparación o reemplazar elementos averiados de ser necesario).	
				-Realizar recarga de gas refrigerante de ser necesario.	
				-Limpieza y revisión de bandeja de desagüe.	
				-Cambio de empaques y corrección de espuma aislante en puertas y paredes.	
				-Lubricación y ajuste de puertas bisagras y seguros de puerta de ingreso (remplazo de elementos averiados de ser necesario).	
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
				-Puesta en óptimo funcionamiento de la cámara frigorífica.	
Camilla				Trabajos a realizar:	
Trasportadora de cadáveres	MOPE C	SN	SN	-Realizar limpieza integral del equipo.	1
				-Realizar lubricación de partes rodantes,	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 98 de 131
 Fecha:
 11/07/2022

				engranajes y partes deslizantes del equipo (cambiar elementos con signos de deterioro de ser necesario). -Realizar reajuste y trabajos de sincronización del sistema de frenado del equipo (cambiar elementos con signo de deterioro de ser necesario). -Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo. -Puesta en óptimo modo de funcionamiento del equipo.	
Camilla Trasportadora de cadáveres	MOPE C	SN	SN	Trabajos a realizar: -Realizar limpieza integral del equipo. -Realizar lubricación de partes rodantes, engranajes y partes deslizantes del equipo (cambiar elementos con signos de deterioro de ser necesario). -Realizar reajuste y trabajos de sincronización del sistema de frenado del equipo (cambiar elementos con signo de deterioro de ser necesario). -Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo. -Puesta en óptimo modo de funcionamiento del equipo.	1

	CENTRO FORENSE ZONAL 6 – CUENCA.									
EQUIPO A INTERVENI R	MARC A	MODEL O	SERI E	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDA D REQUERI DA					
Mesa de Autopsia	Health Pro	AST-50	HAST 0714	Trabajos a Realizar:	1					





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 99 de
 131

			08	-Realizar limpieza integral del equipo.	
				-Realizar lubricación de partes móviles o deslizantes del equipo.	
				-Revisión y mantenimiento del sistema eléctrico de alimentación del equipo.	
				-Revisión de tomacorrientes, limpieza y ajuste de bornes (reemplazo de ser necesario).	
				- Cambio de botones de paso de energía por botones con protección anti fluido de ser necesario.	
				-Revisión, regulación y lubricación del sistema hidráulico de elevación (servomotores).	
				-Revisión y ajuste de Grifería, hidro- succionadores y mangueras de presión de agua (cambio de juntas y elementos averiados de ser necesario).	
				-Revisión y reajuste del sistema de tuberías y mangueras de desagüe (reemplazo de ser necesario).	
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
				-Puesta en óptimo modo de funcionamiento del equipo.	
				Trabajos a Realizar:	
				-Realizar limpieza integral del equipo.	
Mesa de	Health		HAST	-Realizar lubricación de partes móviles o deslizantes del equipo.	
Autopsia	I AST-50 I	0740 5	-Revisión y mantenimiento del sistema eléctrico de alimentación del equipo.	1	
				-Revisión de tomacorrientes, limpieza y ajuste de bornes (reemplazo de ser necesario).	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 100 de
 131

				- Cambio de botones de paso de energía por botones con protección anti fluido de ser necesario.	
				-Revisión, regulación y lubricación del sistema hidráulico de elevación (servomotores).	
				-Revisión y ajuste de Grifería, hidro- succionadores y mangueras de presión de agua (cambio de juntas y elementos averiados de ser necesario).	
				-Revisión y reajuste del sistema de tuberías y mangueras de desagüe (reemplazo de ser necesario).	
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
				-Puesta en óptimo modo de funcionamiento del equipo.	
				Trabajos a Realizar:	
			HAST 0714 10	-Realizar limpieza integral del equipo.	
				-Realizar lubricación de partes móviles o deslizantes del equipo.	
				-Revisión y mantenimiento del sistema eléctrico de alimentación del equipo.	
Mesa de Autopsia	Health Pro	AST-50		-Revisión de tomacorrientes, limpieza y ajuste de bornes (reemplazo de ser necesario).	1
Autopsia				- Cambio de botones de paso de energía por botones con protección anti fluido de ser necesario.	
				-Revisión, regulación y lubricación del sistema hidráulico de elevación (servomotores).	
				-Revisión y ajuste de Grifería, hidro- succionadores y mangueras de presión de agua (cambio de juntas y elementos	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 101 de 131
 Fecha:
 100/2022

			averiados de	ser necesario).	
			tuberías y	reajuste del sistema de mangueras de desagüe e ser necesario).	
			-Arreglo o re	eparación de fallas ocultas en el equipo.	
			-Puesta er funcionamier	n óptimo modo de nto del equipo.	
			Trabajos a re	alizar:	
			-Realizar limp	oieza integral del equipo.	
		NEXUS OLL- 02.2		apieza de las superficies quipo como lentes, filtros, ectores.	
			-Limpieza y pantalla de p	revisión de cámara y royección.	
	INFIM		alimentación comunicación	buen estado de cables de eléctrica y cables de n del equipo os de ser necesario).	
Lámpara cielitica	ED		del transforn	tajes de entrada y salida nador eléctrico del equipo de ser necesario).	
			buen funcior	roltaje de alimentación y el namiento de los focos led de ser necesario).	
			-Lubricar part del equipo.	tes móviles y articulaciones	
			-Ajuste de ba	se principal del equipo.	
			-Puesta er funcionamier cámara del e	nto de cámara – video	
			-Arreglo o re	paración de fallas ocultas	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 102 de 131
 Fecha:
 10/07/2022

				encontradas en el equipo.	
				-Comprobar el óptimo funcionamiento del equipo en todos sus modos de operación.	
				Trabajos a realizar:	
				-Realizar limpieza integral del equipo.	
				-Realizar limpieza de las superficies ópticas del equipo como lentes, filtros, vidrios y reflectores.	
				-Limpieza y revisión de cámara y pantalla de proyección.	
				-Verificar el buen estado de cables de alimentación eléctrica y cables de comunicación del equipo (reemplazarlos de ser necesario).	1
Lámpara	INFIM ED	NEXUS OLL- 02.2		-Verificar voltajes de entrada y salida del transformador eléctrico del equipo (remplazarlo de ser necesario).	
cielitica				-Verificar el voltaje de alimentación y el buen funcionamiento de los focos led (reemplazar de ser necesario).	
				-Lubricar partes móviles y articulaciones del equipo.	
				-Ajuste de base principal del equipo.	
				-Puesta en óptimo modo de funcionamiento de cámara – video cámara del equipo.	
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
				-Comprobar el óptimo funcionamiento del equipo en todos sus modos de operación.	
Cámara	Tecum	FH2480	18G0	Trabajos a realizar:	1
frigorífica	sek	Z BR	2100	-Realizar limpieza química integral del	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 103 de 131
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100

			7584 J63	equipo, tanto del evaporador como del condensador.	
			0112	-Revisión de elementos de seguridad: alarmas, aperturas de seguridad, reemplazo de elementos averiados de ser necesario.	
				-Verificación de parámetros eléctricos necesarios para la correcta operatividad del equipo (realizar el reemplazo del cableado y elementos eléctricos de control de ser necesario)	
				-Revisión de presiones de baja y alta de operación del sistema.	
				-Realizar reajuste de partes y elementos eléctricos del sistema.	
				-Limpieza de filtros del evaporador.	
				-Revisión de posibles fugas de gas refrigerante en uniones de tubería y válvulas de servicio.	
				-Realizar recarga de gas refrigerante de ser necesario.	
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
				-Puesta en óptimo funcionamiento de la cámara frigorífica.	
				Trabajos a realizar:	
			18G0 2100 7584	-Realizar limpieza química integral del equipo, tanto del evaporador como del condensador.	
Cámara frigorífica	Tecum sek	FH248O Z BR	J630 1122	-Revisión de elementos de seguridad: alarmas, aperturas de seguridad, reemplazo de elementos averiados de ser necesario.	1
				-Verificación de parámetros eléctricos necesarios para la correcta operatividad	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 104 de 131
 Fecha:
 10/07/2022

				del equipo (realizar el reemplazo del cableado y elementos eléctricos de control de ser necesario) -Revisión de presiones de baja y alta de operación del sistema. -Realizar reajuste de partes y elementos eléctricos del sistema. -Limpieza de filtros del evaporador. -Revisión de posibles fugas de gas refrigerante en uniones de tubería y válvulas de servicio. -Realizar recarga de gas refrigerante de ser necesario. -Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo. -Puesta en óptimo funcionamiento de la	
				-Puesta en óptimo funcionamiento de la cámara frigorífica.	
Cámara frigorífica	Tecum sek	FH248O Z BR	18G0 2100 7584 J63 0112 3	Trabajos a realizar: -Realizar limpieza química integral del equipo, tanto del evaporador como del condensador. -Revisión de elementos de seguridad: alarmas, aperturas de seguridad, reemplazo de elementos averiados de ser necesario. -Verificación de parámetros eléctricos necesarios para la correcta operatividad del equipo (realizar el reemplazo del cableado y elementos eléctricos de control de ser necesario) -Revisión de presiones de baja y alta de operación del sistema. -Realizar reajuste de partes y elementos	1





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 105 de 131
 Fecha:
 10/2022

				aláctricas dal sistama	
				eléctricos del sistema.	
				-Limpieza de filtros del evaporador.	
				-Revisión de posibles fugas de gas refrigerante en uniones de tubería y	
				válvulas de servicio.	
				-Realizar recarga de gas refrigerante de ser necesario.	
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
				-Puesta en óptimo funcionamiento de la cámara frigorífica.	
				Trabajos a realizar:	
				-Realizar limpieza química integral del equipo, tanto del evaporador como del condensador.	
	Tecum sek	ım FH248O Z BR	18G0 2100 7584 J63 0112 4	-Revisión de elementos de seguridad: alarmas, aperturas de seguridad, reemplazo de elementos averiados de ser necesario.	
Cámara frigorífica				-Verificación de parámetros eléctricos necesarios para la correcta operatividad del equipo (realizar el reemplazo del cableado y elementos eléctricos de control de ser necesario)	1
				-Revisión de presiones de baja y alta de operación del sistema.	
				-Realizar reajuste de partes y elementos eléctricos del sistema.	
				-Limpieza de filtros del evaporador.	
				-Revisión de posibles fugas de gas refrigerante en uniones de tubería y válvulas de servicio.	
				-Realizar recarga de gas refrigerante de ser necesario.	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 106 de 131
 Fecha:
 10/2022

Cámara frigorífica	Tecum	FH248O Z BR	18G0 2100 7584 J63 0112 5	-Puesta en óptimo funcionamiento de la cámara frigorífica. Trabajos a realizar: -Realizar limpieza química integral del equipo, tanto del evaporador como del condensador. -Revisión de elementos de seguridad: alarmas, aperturas de seguridad, reemplazo de elementos averiados de ser necesario. -Verificación de parámetros eléctricos necesarios para la correcta operatividad del equipo (realizar el reemplazo del cableado y elementos eléctricos de control de ser necesario) -Revisión de presiones de baja y alta de operación del sistema. -Realizar reajuste de partes y elementos eléctricos del sistema. -Limpieza de filtros del evaporador. -Revisión de posibles fugas de gas refrigerante en uniones de tubería y válvulas de servicio. -Realizar recarga de gas refrigerante de ser necesario. -Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo. -Puesta en óptimo funcionamiento de la cámara frigorífica.	1
frigorífica	sek	Z BR	18G0 2100	-Realizar limpieza química integral del	1





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 107 de 131
 Fecha:
 10/2022

			7584 J63	equipo, tanto del evaporador como del condensador.	
			0112 6	-Revisión de elementos de seguridad: alarmas, aperturas de seguridad, reemplazo de elementos averiados de ser necesario.	
				-Verificación de parámetros eléctricos necesarios para la correcta operatividad del equipo (realizar el reemplazo del cableado y elementos eléctricos de control de ser necesario)	
				-Revisión de presiones de baja y alta de operación del sistema.	
				-Realizar reajuste de partes y elementos eléctricos del sistema.	
				-Limpieza de filtros del evaporador.	
				-Revisión de posibles fugas de gas refrigerante en uniones de tubería y válvulas de servicio.	
				-Realizar recarga de gas refrigerante de ser necesario.	
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
				-Puesta en óptimo funcionamiento de la cámara frigorífica.	
				Trabajos a realizar:	
				-Realizar limpieza integral del equipo.	
Camilla Trasportad ora de cadáveres	MOPE C	SN	SN	-Realizar lubricación de partes rodantes, engranajes y partes deslizantes del equipo (cambiar elementos con signos de deterioro de ser necesario).	1
				-Realizar reajuste y trabajos de sincronización del sistema de frenado del equipo (cambiar elementos con	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 108 de 131
 Fecha:
 10/07/2022

				signo de deterioro de ser necesario).	
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas	
				encontradas en el equipo.	
				-Puesta en óptimo modo de funcionamiento del equipo.	
				Trabajos a realizar:	
				-Realizar limpieza integral del equipo.	
CARRITO	AUTO PSY STRET CHER	BFCX- 1300	EC16 502	-Realizar la revisión integral y mantenimiento del sistema eléctrico y electrónico del equipo, reemplazo de elementos averiados de ser necesario.	1
				-Revisión y mantenimiento del sistema hidráulico del equipo.	
				-Revisión y mantenimiento del módulo de carga de baterías, reemplazar en caso de ser necesario.	
				-Revisión y mantenimiento de las baterías del equipo, reemplazar en caso de ser necesario.	
				-Cambio de llantas delanteras sin freno del equipo 150mm de diámetro.	
				-Cambio de llantas traseras con freno del equipo 150mm de diámetro.	
				-Realizar trabajos de reajuste de elementos de sujeción del equipo.	
				-Realizar lubricación de partes móviles y partes deslizantes del equipo.	
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
				-Puesta en óptimo modo de funcionamiento del carrito elevador.	
				REPUESTOS	CANTIDAD





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 109 de 131
 Fecha:
 11/07/2022

		-Módulo de carga de baterías.	1
		-Batería CD	2

		OFICIN	A TÉCNI	CA FORENSE – LAGO AGRIO	
EQUIPO A INTERVENIR	MARC A	MODELO	SERIE	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD REQUERID A
	_	AST-50	HAST 0714 06	Trabajos a Realizar: -Realizar limpieza integral del equipo. -Realizar lubricación de partes móviles o deslizantes del equipo. -Revisión y mantenimiento del sistema eléctrico de alimentación del equipo. -Revisión de tomacorrientes, limpieza y ajuste de bornes (reemplazo de ser necesario). - Cambio de botones de paso de energía por botones con protección anti fluido de ser necesario. -Revisión, regulación y lubricación del sistema hidráulico de elevación (servomotores). -Revisión y ajuste de Grifería, hidrosuccionadores y mangueras de presión de agua (cambio de juntas y elementos averiados de ser necesario). -Revisión y reajuste del sistema de tuberías y mangueras de desagüe (reemplazo de ser necesario). -Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
				-Puesta en óptimo modo de funcionamiento del equipo.	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

Página 110 de 131

				Trabajos a Realizar: -Realizar limpieza integral del equipo.	
				-Realizar lubricación de partes móviles o deslizantes del equipo.	
				-Revisión y mantenimiento del sistema eléctrico de alimentación del equipo.	
				-Revisión de tomacorrientes, limpieza y ajuste de bornes (reemplazo de ser necesario).	
			HAST	- Cambio de botones de paso de energía por botones con protección anti fluido de ser necesario.	
Mesa de Autopsia	Health Pro	AST-50	0714 09	-Revisión, regulación y lubricación del sistema hidráulico de elevación (servomotores).	1
				-Revisión y ajuste de Grifería, hidro- succionadores y mangueras de presión de agua (cambio de juntas y elementos averiados de ser necesario).	
				-Revisión y reajuste del sistema de tuberías y mangueras de desagüe (reemplazo de ser necesario).	
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
				-Puesta en óptimo modo de funcionamiento del equipo.	
				Trabajos a Realizar:	
Mesa de Autopsia	Health Pro	AST-50	HAST 0714 14	-Realizar limpieza integral del equipoRealizar lubricación de partes móviles o deslizantes del equipo.	1
				-Revisión y mantenimiento del sistema eléctrico de alimentación del equipo.	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 111 de 131
 Fecha:
 11/07/2022

			-Revisión de tomacorrientes, limpieza y ajuste de bornes (reemplazo de ser necesario). - Cambio de botones de paso de energía por botones con protección anti fluido de ser necesario. -Revisión, regulación y lubricación del sistema hidráulico de elevación (servomotores). -Revisión y ajuste de Grifería, hidrosuccionadores y mangueras de presión de agua (cambio de juntas y elementos averiados de ser necesario). -Revisión y reajuste del sistema de tuberías y mangueras de desagüe (reemplazo de ser necesario). -Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo. -Puesta en óptimo modo de funcionamiento del equipo.	
Lámpara cielitica	INFIM ED	NEXUS OLL- 02.2.	Trabajos a realizar: -Realizar limpieza integral del equipo. -Realizar limpieza de las superficies ópticas del equipo como lentes, filtros, vidrios y reflectores. -Limpieza y revisión de cámara y pantalla de proyección. -Verificar el buen estado de cables de alimentación eléctrica y cables de comunicación del equipo (reemplazarlos de ser necesario). -Verificar voltajes de entrada y salida del transformador eléctrico del equipo	1





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 112 de 131
 Fecha:
 11/07/2022

			(remplazario de ser necesario)	
			(remplazarlo de ser necesario). -Verificar el voltaje de alimentación y el buen funcionamiento de los focos led (reemplazar de ser necesario). -Lubricar partes móviles y articulaciones del equipo. -Ajuste de base principal del equipo. -Puesta en óptimo modo de funcionamiento de cámara — video cámara del equipo. -Arreglo o reparación de fallas ocultas	
			encontradas en el equipo. -Comprobar el óptimo funcionamiento del equipo en todos sus modos de operación.	
Lámpara cielitica	INFIM ED	NEXUS OLL- 02.2.	-Realizar limpieza integral del equipo. -Realizar limpieza de las superficies ópticas del equipo como lentes, filtros, vidrios y reflectores. -Limpieza y revisión de cámara y pantalla de proyección. -Verificar el buen estado de cables de alimentación eléctrica y cables de comunicación del equipo (reemplazarlos de ser necesario). -Verificar voltajes de entrada y salida del transformador eléctrico del equipo (remplazarlo de ser necesario). -Verificar el voltaje de alimentación y el buen funcionamiento de los focos led	1
			(reemplazar de ser necesario). -Lubricar partes móviles y articulaciones del equipo.	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 113 de 131
 11/07/2022
 11/07/2022

	1		1		
				-Ajuste de base principal del equipo.	
				-Puesta en óptimo modo de funcionamiento de cámara – video cámara del equipo.	
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
				-Comprobar el óptimo funcionamiento del equipo en todos sus modos de operación.	
				Trabajos a realizar:	
				-Realizar limpieza química integral del equipo, tanto del evaporador como del condensador.	
				-Revisión de elementos de seguridad: alarmas, aperturas de seguridad, reemplazo de elementos averiados de ser necesario.	
			18G0	-Revisión de unidad evaporadora (realizar el reemplazo de ser necesario).	
Cámara frigorífica	Tecum sek	CAJN24 28Z BR	2100 7584 J63 0854	-Verificación de parámetros eléctricos necesarios para la correcta operatividad del equipo (realizar el reemplazo del cableado y elementos eléctricos de control de ser necesario)	1
				-Revisión de presiones de baja y alta de operación del sistema.	
				-Realizar reajuste de partes y elementos eléctricos del sistema.	
				-Limpieza de filtros del evaporador.	
				-Revisión de posibles fugas de gas refrigerante en uniones de tubería y válvulas de servicio.	
				-Realizar recarga de gas refrigerante de	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 114 de 131
 Fecha:
 11/07/2022

		1			
				ser necesario. -Revisión del estado de empaquetaduras de caucho de las puertas (reemplazo de ser necesario). -Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo. -Puesta en óptimo funcionamiento de la cámara frigorífica.	
				REPUESTOS -Unidad Evaporadora.	CANT 1
Cámara frigorífica	Tecum	CAJN24 28Z BR	18G0 2100 7584 J63 0854 2	Trabajos a realizar: -Realizar limpieza química integral del equipo, tanto del evaporador como del condensador. -Revisión de elementos de seguridad: alarmas, aperturas de seguridad, reemplazo de elementos averiados de ser necesario. -Verificación de parámetros eléctricos necesarios para la correcta operatividad del equipo (realizar el reemplazo del cableado y elementos eléctricos de control de ser necesario) -Revisión de presiones de baja y alta de operación del sistema. -Realizar reajuste de partes y elementos eléctricos del sistema. -Limpieza de filtros del evaporador. -Revisión de posibles fugas de gas refrigerante en uniones de tubería y válvulas de servicio. -Realizar recarga de gas refrigerante de	1





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 115 de 131
 Fecha:
 11/07/2022

				ser necesario.	
				-Revisión del estado de empaquetaduras de caucho de las puertas (reemplazo de ser necesario). -Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo. -Puesta en óptimo funcionamiento de la cámara frigorífica.	
Cámara	Tecum	CAJN24	18G0 2100 7584 J63	-Realizar limpieza química integral del equipo, tanto del evaporador como del condensador. -Revisión de elementos de seguridad: alarmas, aperturas de seguridad, reemplazo de elementos averiados de ser necesario. -Verificación de parámetros eléctricos necesarios para la correcta operatividad del equipo (realizar el reemplazo del cableado y elementos eléctricos de control de ser necesario) -Revisión de presiones de baja y alta	1
frigorífica	sek	28Z BR	0854	-Revision de presiones de baja y alta de operación del sistema. -Realizar reajuste de partes y elementos eléctricos del sistema. -Limpieza de filtros del evaporador. -Revisión de posibles fugas de gas refrigerante en uniones de tubería y válvulas de servicio. -Realizar recarga de gas refrigerante de ser necesario. -Revisión del estado de empaquetaduras de caucho de las puertas (reemplazo de ser necesario).	•





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 116 de 131
 Fecha:
 11/07/2022

				-Remplazo de empaquetaduras de caucho que se encuentran en mal estado. -Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo. -Puesta en óptimo funcionamiento de la cámara frigorífica.	
Cámara frigorífica	Tecum	CAJN24 28Z BR	18G0 2100 7584 J63 0854 4	-Realizar limpieza química integral del equipo, tanto del evaporador como del condensador. -Revisión de elementos de seguridad: alarmas, aperturas de seguridad, reemplazo de elementos averiados de ser necesario. -Revisión de unidad condensadora (reemplazo de ser necesario). -Verificación de parámetros eléctricos necesarios para la correcta operatividad del equipo (realizar el reemplazo del cableado y elementos eléctricos de control de ser necesario) -Revisión de presiones de baja y alta de operación del sistema. -Realizar reajuste de partes y elementos eléctricos del sistema. -Limpieza de filtros del evaporador. -Revisión de posibles fugas de gas refrigerante en uniones de tubería y válvulas de servicio. -Realizar recarga de gas refrigerante de ser necesario.	1





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 117 de 131
 Fecha:
 11/07/2022

				empaquetaduras de caucho de las	
				puertas (reemplazo de ser necesario).	
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas	
				encontradas en el equipo.	
				-Puesta en óptimo funcionamiento de la	
				cámara frigorífica.	
				REPUESTOS	CANT
				-Unidad Condensadora.	1
				Trabajos a realizar:	
				-Realizar limpieza química integral del equipo, tanto del evaporador como del condensador.	
				-Revisión de elementos de seguridad: alarmas, aperturas de seguridad, reemplazo de elementos averiados de ser necesario.	
			18G0 2100	-Revisión e inspección de serpentín del evaporador (realizar el reemplazo de ser necesario).	
Cámara Tecum frigorífica sek	m CAJN24 28Z BR	7584 J63 0854	-Revisión e inspección del serpentín condensador (realizar el reemplazo de ser necesario).	1	
			5	-Verificación de parámetros eléctricos necesarios para la correcta operatividad del equipo (realizar el reemplazo del cableado y elementos eléctricos de control de ser necesario)	
				-Revisión de presiones de baja y alta de operación del sistema.	
				-Realizar reajuste de partes y elementos eléctricos del sistema.	
				-Limpieza de filtros del evaporador.	
				-Revisión de posibles fugas de gas	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 118 de 131
 Fecha:
 11/07/2022

			refrigerante en uniones de tubería y válvulas de servicio. -Realizar recarga de gas refrigerante de ser necesario. -Revisión del estado de empaquetaduras de caucho de las puertas (reemplazo de ser necesario). -Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo. -Puesta en óptimo funcionamiento de la cámara frigorífica. REPUESTOS -Unidad evaporadora.	CANT 1
			-Unidad condensadora.	1
Cámara Tecum frigorífica sek	RCAJN2 428Z B	18G0 2100 7584 J63 0854 6	-Realizar limpieza química integral del equipo, tanto del evaporador como del condensador. -Revisión de elementos de seguridad: alarmas, aperturas de seguridad, reemplazo de elementos averiados de ser necesario. -Revisión e inspección de motor compresor (realizar el reemplazo de ser necesario). -Revisión e inspección del serpentín condensador (realizar el reemplazo de ser necesario). -Verificación de parámetros eléctricos necesarios para la correcta operatividad del equipo (realizar el reemplazo del cableado y elementos eléctricos de control de ser necesario) -Revisión de presiones de baja y alta	1





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 119 de 131
 11/07/2022
 11/07/2022

				de operación del sistema.	
				-Realizar reajuste de partes y elementos eléctricos del sistema.	
				-Limpieza de filtros del evaporador.	
				-Revisión de posibles fugas de gas refrigerante en uniones de tubería y válvulas de servicio.	
				-Realizar recarga de gas refrigerante de ser necesario.	
				-Revisión del estado de empaquetaduras de caucho de las puertas (reemplazo de ser necesario).	
				-Cambio de bisagras de puertas que se encuentran en mal estado.	
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
				Duesta en éntimo funcionamiento de la	
				-Puesta en óptimo funcionamiento de la cámara frigorífica.	
				-	CANT
				cámara frigorífica.	CANT 1
				cámara frigorífica. REPUESTOS	-
				cámara frigorífica. REPUESTOS -Motor compresor	1
				cámara frigorífica. REPUESTOS -Motor compresor -Unidad Condensadora	1
	Autops y			cámara frigorífica. REPUESTOS -Motor compresor -Unidad Condensadora Trabajos a realizar:	1
Carrito Elevador		BFCX- 1300	EC16 502	cámara frigorífica. REPUESTOS -Motor compresor -Unidad Condensadora Trabajos a realizar: -Realizar limpieza integral del equipo. -Reparación de la estructura metálica del carrito elevador que se encuentra	1
	strecth er/hea	_		cámara frigorífica. REPUESTOS -Motor compresor -Unidad Condensadora Trabajos a realizar: -Realizar limpieza integral del equipo. -Reparación de la estructura metálica del carrito elevador que se encuentra doblada. -Realizar la revisión integral y mantenimiento del sistema eléctrico y electrónico del equipo (reemplazo de	1 1





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 120 de
 131

				de carga de baterías.	
		-Revisión y mantenimiento de las baterías del equipo (reemplazo de ser necesario).			
				-Revisión de cables de poder (reemplazar de ser necesario).	
				-Revisión de transformador (reemplazar de ser necesario).	
				-Cambio de llantas del carrito elevador.	
				-Realizar trabajos de reajuste de elementos de sujeción del equipo.	
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
				-Realizar lubricación de partes móviles y partes deslizantes del equipo.	
				Trabajos a realizar:	
Camilla				 -Realizar limpieza integral del equipo. -Realizar lubricación de partes rodantes, engranajes y partes deslizantes del equipo (cambiar elementos con signos de deterioro de ser necesario). 	
Trasportad ora de cadáveres	MOPE C	SN	SN	-Realizar reajuste y trabajos de sincronización del sistema de frenado del equipo (cambiar elementos con signo de deterioro de ser necesario).	1
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
				-Puesta en óptimo modo de funcionamiento del equipo.	

UNIDAD DE PATOLOGIA FORENSE TENA





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

Página 121 de 131

EQUIPO A INTERVENIR	MARCA	MOD	ELO	SERIE	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD REQUERIDA
					Trabajos a realizar:	
					-Realizar limpieza integral del equipo.	
					-Realizar limpieza de las superficies ópticas del equipo como lentes, filtros, vidrios y reflectores.	
					-Limpieza y revisión de cámara y pantalla de proyección.	
	Power AC 290- of Bulb 240V			6,9701 +12	-Verificar el buen estado de cables de alimentación eléctrica y cables de comunicación del equipo (reemplazarlos de ser necesario).	
Lámpara cielítica			290-		-Verificar voltajes de entrada y salida del transformador eléctrico del equipo (remplazarlo de ser necesario).	1
				-Verificar el voltaje de alimentación y el buen funcionamiento de los focos led (reemplazar de ser necesario).		
				-Lubricar partes móviles y articulaciones del equipo.		
				-Ajuste de base principal del equipo.		
			-Puesta en óptimo modo de funcionamiento de cámara – video cámara del equipo.			
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.		
					-Comprobar el óptimo funcionamiento del equipo en	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 122 de 131
 Fecha:
 120/2022

					todos sus modos de operación.	
					Trabajos a realizar:	
					-Realizar limpieza integral del equipo.	
					-Realizar limpieza de las superficies ópticas del equipo como lentes, filtros, vidrios y reflectores.	
					-Limpieza y revisión de cámara y pantalla de proyección.	
					-Verificar el buen estado de cables de alimentación eléctrica y cables de comunicación del equipo (reemplazarlos de ser necesario).	
Lámpara cielítica	Power of Bulb	AC 240V	290-	6,9701 +12	-Verificar voltajes de entrada y salida del transformador eléctrico del equipo (remplazarlo de ser necesario).	1
					-Verificar el voltaje de alimentación y el buen funcionamiento de los focos led (reemplazar de ser necesario).	
					-Lubricar partes móviles y articulaciones del equipo.	
					-Ajuste de base principal del equipo.	
					-Puesta en óptimo modo de funcionamiento de cámara – video cámara del equipo.	
					-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
					-Comprobar el óptimo funcionamiento del equipo en todos sus modos de operación.	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

Versión: 1.0 Fecha: 1

				Trabajos a Realizar:	
				-Realizar limpieza integral del equipo.	
			-Revisión de estructura metálica de la mesa de autopsia, realizar reparación con soldadura en caso de ser necesario.		
				-Realizar lubricación de partes móviles o deslizantes del equipo.	
Mesa de Autopsia	S/M	S/M S/M	s/s	-Revisión y ajuste de Grifería y mangueras de presión de agua (cambio de juntas y elementos averiados de ser necesario).	1
				-Revisión y reajuste del sistema de tuberías y mangueras de desagüe (reemplazo de ser necesario).	
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
				-Puesta en óptimo modo de funcionamiento del equipo.	
				Trabajos a Realizar:	
	S/M S/M S/			-Realizar limpieza integral del equipo.	
Mesa de Autopsia		s/s	-Revisión de estructura metálica de la mesa de autopsia, realizar reparación con soldadura en caso de ser necesario.	1	
			-Realizar lubricación de partes móviles o deslizantes del equipo.		
			-Revisión y ajuste de Grifería y mangueras de presión de agua (cambio de juntas y elementos averiados de ser necesario).		
				-Revisión y reajuste del sistema	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 124 de 131
 Fecha:
 12/07/2022

				de tuberías y mangueras de desagüe (reemplazo de ser necesario). -Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo. -Puesta en óptimo modo de	
				funcionamiento del equipo.	
				Trabajos a Realizar:	
				-Realizar limpieza integral del equipo.	
				-Revisión de estructura metálica de la mesa de autopsia, realizar reparación con soldadura en caso de ser necesario.	
				-Realizar lubricación de partes móviles o deslizantes del equipo.	
Mesa de Autopsia	S/M	S/M	S/S	-Revisión y ajuste de Grifería y mangueras de presión de agua (cambio de juntas y elementos averiados de ser necesario).	1
				-Revisión y reajuste del sistema de tuberías y mangueras de desagüe (reemplazo de ser necesario).	
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
				-Puesta en óptimo modo de funcionamiento del equipo.	
				Trabajos a realizar:	
Cámara frigorífica	OSAKA	F300- EMBIHP- 220V	21100	-Realizar limpieza química integral del equipo, tanto del evaporador como del condensador.	1
				-Verificación e inspección de líneas de acometida eléctrica y	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 125 de 131

parámetros eléctricos necesarios para la correcta operatividad de las cámaras frigoríficas (realizar el reemplazo del cableado, elementos eléctricos, electrónicos y de control de ser necesario).

- -Revisión de elementos de seguridad: alarmas, apertura de seguridad (reemplazo de elementos averiados de ser necesario).
- -Revisión de circuito eléctrico de unidad evaporadora y condensadora.
- -Mantenimiento y revisión de electro ventiladores de unidad evaporadora y condensadora.
- -Revisión y regulación de presiones de baja y alta de operación del sistema.
- -Revisión de tubería y válvulas de servicio del sistema (realizar reparación o reemplazar elementos averiados de ser necesario).
- -Realizar recarga de gas refrigerante de ser necesario.
- -Limpieza y revisión de bandeja de desagüe.
- -Cambio de empaques y corrección de espuma aislante en puertas y paredes.
- -Lubricación y ajuste de puertas bisagras y seguros de puerta de ingreso (remplazo de elementos averiados de ser necesario).





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 126 de 131
 Fecha:
 11/07/2022

				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo. -Puesta en óptimo funcionamiento de la cámara frigorífica.	
Cámara frigorífica	OSAKA	F300- EMBIHP- 220V	21100	-Realizar limpieza química integral del equipo, tanto del evaporador como del condensador. -Verificación e inspección de líneas de acometida eléctrica y parámetros eléctricos necesarios para la correcta operatividad de las cámaras frigoríficas (realizar el reemplazo del cableado, elementos eléctricos, electrónicos y de control de ser necesario). -Revisión de elementos de seguridad: alarmas, apertura de seguridad (reemplazo de elementos averiados de ser necesario). -Revisión de circuito eléctrico de unidad evaporadora y condensadora. -Mantenimiento y revisión de electro ventiladores de unidad evaporadora y condensadora. -Revisión y regulación de presiones de baja y alta de operación del sistema. -Revisión de tubería y válvulas de servicio del sistema (realizar reparación o reemplazar elementos averiados de ser	1





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 127 de 131
 Fecha:
 11/07/2022

				necesario).	
				-Realizar recarga de gas refrigerante de ser necesario.	
				-Limpieza y revisión de bandeja de desagüe.	
				-Cambio de empaques y corrección de espuma aislante en puertas y paredes.	
				-Lubricación y ajuste de puertas bisagras y seguros de puerta de ingreso (remplazo de elementos averiados de ser necesario).	
				-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.	
				-Puesta en óptimo funcionamiento de la cámara frigorífica.	
				Trabajos a realizar:	
				-Realizar limpieza química integral del equipo, tanto del evaporador como del condensador.	
Cámara frigorífica	OSAKA	F300- EMBIHP- 220V	21100	-Verificación e inspección de líneas de acometida eléctrica y parámetros eléctricos necesarios para la correcta operatividad de las cámaras frigoríficas (realizar el reemplazo del cableado, elementos eléctricos, electrónicos y de control de ser necesario).	1
				-Revisión de elementos de seguridad: alarmas, apertura de seguridad (reemplazo de elementos averiados de ser necesario).	





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 128 de 131
 Fecha:
 12/07/2022

-Revisión de circuito eléctrico de unidad evaporadora y condensadora.
-Mantenimiento y revisión de electro ventiladores de unidad evaporadora y condensadora.
-Revisión y regulación de presiones de baja y alta de operación del sistema.
-Revisión de tubería y válvulas de servicio del sistema (realizar reparación o reemplazar elementos averiados de ser necesario).
-Realizar recarga de gas refrigerante de ser necesario.
-Limpieza y revisión de bandeja de desagüe.
-Cambio de empaques y corrección de espuma aislante en puertas y paredes.
-Lubricación y ajuste de puertas bisagras y seguros de puerta de ingreso (remplazo de elementos averiados de ser necesario).
-Arreglo o reparación de fallas ocultas encontradas en el equipo.
-Puesta en óptimo funcionamiento de la cámara frigorífica.

Los trabajos deberán ser realizados previa coordinación y cronograma con el administrador/a del contrato designado, y se ejecutarán en los siguientes lugares:





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 129 de 131
 120 de 131
 120 de 131
 120 de 131
 130 de 131
 130

CENTRO FORENSE / OFICINA TÉCNICA	LUGAR A EJECUTAR LOS TRABAJOS
CENTRO FORENSE ZONAL 5 Y 8 GUAYAQUIL - LABORATORIO DE CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES	Av. Rodriguez Bonin y Av.Barcelona.
CENTRO FORENSE ZONAL 2 Y 9QUITO	Av. Marianade Jesus 21-30 y Av. Cccidental.
CENTRO FORENSE ZONAL 1ESMERALDAS	Torres. Junto al campamento del cuerpo de ingenieros del ejército
CENTRO FORENSE ZONAL 3 AMBATO	Sector parque industrial Av. amazonas Junto alcamal.
CENTROFORENSEZONAL 4 MANTA	Av. 223 y calle 307
CENTRO FORENSEZONAL 6 CUENCA	Av. GeneralEscandón, atrás del estadio de la liga.
CENTRO FORENSEZONAL 7 LOJA	Av. Éxodo de Yangana, vía Malacatos.
OFICINA TÉCNICA FORENSE LAGO AGRIO	Vía San Vicente Km31/2, junto alcamposanto Pedro Montero.
OFICINA TÉCNICA FORENSE SANTO DOMINGO	Av. Rio Toachi y Cotacocha Sector 911
OFICINA TÉCNICA FORENSE QUEVEDO	Av. Álamos yAyacucho
OFICINA TÈCNICA FORENSE MACHALA	Ciudadela San RamónMz.SR4 Solar 1A.
UNIDAD DE PATOLOGÍA FORENSE DEL TENA	Av. Antonio Vallejo y Calle s/n.

INFORMACIÓN DE CONTACTO						
RESPONSABLE DEL	Ing. Jaime Haro					
PROCEDIMIENTO:						
TELÉFONO DE	0994014634					
CONTACTO:						
CORREOS	Las proformas se podrán presentar a través de los siguientes medios:					
ELECTRÓNICOS						
PARA ENVÍO DE	Portal de compras públicas.					
PROFORMAS:						
	Correos electrónicos:					
	compraspublicas@cienciasforenses.gob.ec.					
	snmlcf.proformas@gmail.com.					
	snmlcf.proformas@outlook.com.					





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 130 de 131

Físicamente en el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Planta Central Quito, ubicado en la Av. Mariana de Jesús 21-30 y Av. Occidental (cuarto piso).

Con base en la descripción de la necesidad institucional detallada, se solicita la presentación de proformas para la provisión del servicio, hasta el **20 de julio del 2023 a las 17h00.**

Requisitos de la proforma:

La proforma debe de forma obligatoria contender la siguiente información:

- Fecha de emisión.
- Número de proforma.
- Destinatario de la proforma (SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES RUC: 1768187190001 DIRECCIÓN: AV. MARIANA DE JESÚS 21 - 30 y AV. OCCIDENTAL).
- Ruc del proveedor.
- Descripción de los servicios a contratar (la descripción debe corresponder a las características del servicio requerido por la entidad contratante), cantidad, precio unitario y valor total.
- Plazo de entrega: 50 días contados a partir de la notificación del anticipo
- Forma de pago: 50% anticipo y 50% contra entrega
- Vigencia de la oferta: 90 días.
- Datos del proveedor (números de contacto, dirección, correo electrónico).
- Firma o sello del proveedor.
- En la descripción de la proforma debe constar el CPC de la contratación tal como consta en el presente documento.

Documentos que debe adjuntar a la proforma:

- Copia de RUC
- Copia de RUP

Elaborado por:

Ing. Jaime Haro

Analista de Mantenimiento General
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS DE MEDICINA LEGAL





 Código:
 SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

 Versión:
 1.0
 Fecha:
 11/07/2022

 Página
 131 de 131

Revisado por:		
Ing. Jesús Cangás		
Analista Administrativo		
Coordinación Técnica de Servicios d	e Medicina Legal	
Aprobado por:		
Msc. Alejandra Pérez		
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERV	_	

